

# TENSIOMETRE ELECTRONIQUE



REFERENCE OBWBP202



Pour patients  
adultes en  
cabinet ou à  
domicile

**GARANTIE  
1 AN**

**Dispositif médical  
Classe I**

## Caractéristiques générales

- ▶ Tensiomètre électronique haut de gamme,
- ▶ Un seul bouton pour la prise de mesure,
- ▶ Possibilités de 2 utilisateurs,
- ▶ Produit compact et léger,
- ▶ Fonctionne sur batterie rechargeable via port USB,
- ▶ Détection automatique d'erreur de mesure.

### CONDITIONNEMENT

- \* 1 tensiomètre électronique,
- \* 1 brassard adulte (22-32cm),
- \* 1 câble de charge,
- \* 1 notice,
- \* 1 certificat de qualité.

## Caractéristiques techniques

- ▶ Dimensions : L 130 x l 55 x h 30 mm



Poids brut : 350 g

- ▶ Site de mesure : bras
- ▶ Temps de mesure : 20 à 45 sec

### ▶ Gamme de mesure :

Systolique : 30 à 255 mm Hg  
Diastolique : 10 à 220 mm Hg  
Précision : +/- 3 mm Hg

### ▶ Fréquence de pouls :

Gamme de mesure : 40bpm à 240bpm  
Précision : ± 3bpm ou ± 5% (le plus grand)

# BIOMEDISYST

Tél. : 01 34 40 03 02  
hamidouche@biomedisyst.com



www.instagram/biomedisyst

