

TENSIOMETRE MANO-POIRE



conçu pour les
hôpitaux, cliniques
et cabinets
médicaux

**GARANTIE
2 ANS**

**Dispositif médical
Classe Im**

Caractéristiques générales

- ▶ Tensiomètre anéroïde mano-poire simple tubulure,
- ▶ Diamètre du cadran 60mm,
- ▶ Manomètre et brassard velcro noir,
- ▶ Livré en trousse avec brassard velcro rouge et noir.

Différents modèles

22-32 cm

6BVARIUSA

Modèle pour adulte

14-21 cm

6BVARIUSE

Modèle pour enfant

33-41 cm

6BVARIUSAL

Modèle pour adulte large

Caractéristiques techniques

- ▶ Boîtier et bague de protection du cadran réalisé en plastique anti-choc noir,
- ▶ Raccord latéral fixe pour emboitage du tuyau du brassard,
- ▶ Manomètre insensible aux surpressions et traité anticorrosion,
- ▶ Précision de mesure +/- 3 mm Hg sur toute la plage de mesure.



Poids brut : 350 g

BIOMEDISYST



Tél. : 01 34 40 03 02
hamidouche@biomedisyst.com