

MONITEUR PATIENT PORTABLE



MODELE OBM860



Mesure de la PNI
et de la SPO2
Adultes, enfants
et néonatalogie

**GARANTIE
2 ANS**

**Dispositif médical
Classe IIb**

EGALEMENT DISPONIBLE EN
TECHNOLOGIE NELLCOR™ OXIMAX™

Caractéristiques générales

- ▶ Deux modes de fonctionnement : mesure ponctuelle ou monitoring continu,
- ▶ Sélections multiples pour l'affichage des données,
- ▶ Capacité de stockage jusqu'à 500 groupes par identité,
- ▶ Mise en arrêt automatique en cas de non-utilisation.

Caractéristiques techniques

- ▶ Ecran couleur 4.3" TFT - Résolution : 480*272
Ecran tactile et rotatif
- ▶ Alimentation : batterie lithium
Autonomie : 20 heures
Temps de charge : 3 à 4 heures
- ▶ Dimensions : 142 x 78 x 36 mm



Poids : <400 g configuration complète y compris batterie



Différents modèles

PNI/SPO2

OBM860BLT

PNI, SPO2 BIOLIGHT

PNI/SPO2

OBM860NO

PNI, SPO2 NELLCOR™ Oximax™

PNI

OBM860P

Mesure de la PNI

BIOMEDISYST



Tél. : 01 34 40 03 02
hamidouche@biomedisyst.com

BIOLIGHT SPO2

- * Echelle de mesure : 0 à 100%
- * Résolution : 1%
- * Précision : $\pm 2\%$ (70% à 100%)
- * Non spécifiée 0 à 69%
- * Mise à jour données : 13s

POULS

- * Intervalle de mesure : 25-250bpm
- * Résolution : 1bpm
- * Précision : $\pm 1\%$ ou ± 1 bpm
- * Mise à jour données : 13s



Affichage mode
multiparamètres



Affichage
mode
SPO2



Affichage
mode
PNI

PNI

- Technique : oscillométrie automatique
- Affichage de la systole, diastole, PAM et pouls
- Intervalles de mesure :
- Sys : 40 à 300 mmHg
- Dia : 10 à 250 mmHg
- Pam : 20 à 270 mmHg
- Précision : statique ± 3 mmHg
- Clinique : moyenne/marge d'erreur : ± 5 mmHg
- Déviation standard : ≤ 8 mmHg
- Résolution : 1 mmHg

CONDITIONNEMENT

Livré dans coffret cartonné avec :

- 1 capteur adulte réutilisable doigtier et 1 capteur néonate,
- 1 brassard taille adulte et 1 brassard adulte large,
- 1 coque de protection en silicone,
- 1 notice d'utilisation.



La coque de transport en
silicone est incluse

Coque de transport en silicone

Référence

OBM860SC

ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION



Sacoche de transport

Référence

OBM860CB



Pied roulant

Référence

OBR2

BIOMEDISYST



Tél. : 01 34 40 03 02
hamidouche@biomedisyst.com