

# URETERO-RENOSCOPE RIGIDE



REFERENCE 941.609



2 canaux  
opérateurs  
avec embouts  
Luer-lock



Extrémité distale  
atraumatique



## Caractéristiques générales

- ▶ Chemise d'irrigation à flux maximal,
- ▶ Chemise semi-flexible de 15° dans toutes les directions,
- ▶ Autoclavable : 18 minutes à 134°C.



## Caractéristiques techniques

Longueur de tige	430 mm
Diamètre distal	8.0/9.8 Charr
2 Canaux opérateurs avec embouts Luer-lock (diamètre instrument)	1x5 Charr ou 2x3 Charr
Angle de vue	12°
Résolution de la fibre optique	30 000 pixels

**BIOMEDISYST**



Tél. : 01 34 40 03 02  
hamidouche@biomedisyst.com

# CONDITIONNEMENT

---

Livré dans une boîte cartonnée



## Classe du DM

---

Classe IIa

Directive 93/42 CEE

Fabricant du DM : ENDOMED

## MATERIOVIGILANCE

---

Correspondant : Alexis KOUMI



07 72 25 72 85



[koumi@biomedisyst.com](mailto:koumi@biomedisyst.com)

# BIOMEDISYST



Tél. : 01 34 40 03 02  
[hamidouche@biomedisyst.com](mailto:hamidouche@biomedisyst.com)