



ENDOSCOPIE
ELECTROCHIRURGIE
ILLUMINATION

2023

BIOMEDISYST

A VOTRE DISPOSITION



01 34 40 03 02



commandes@biomedisyst.com



EQUIPE COMMERCIALE

LOIC MOULINAS
Directeur Commercial
moulinas@biomedisyst.com

■ **DACYN HAMIDOUCHE**
dhamidouche@biomedisyst.com
HAUTS DE FRANCE/NORMANDIE/92/93/95/GRAND EST
FRANCHE COMTE BOURGOGNE

■ **ALEXIS KOUMI**
koumi@biomedisyst.com
CENTRE/03/58/75/77/78/89/91/94

■ **LOIC MOULINAS**
moulinas@biomedisyst.com
AUVERGNE/RHONE-ALPES/OCCITANIE/PACA

■ **NOLWENN RAVON**
ravon@biomedisyst.com
BRETAGNE/PAYS DE LA LOIRE/NOUVELLE AQUITAINE



ADMINISTRATIF

Céline HAMIDOUCHE
Directrice Administrative
celine.hamidouche@biomedisyst.com

■ **DIANA MARIN**
marin@biomedisyst.com
RESPONSABLE DES COMMANDES

■ **FLORENCE GILLIOT**
secretariat@biomedisyst.com
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE/FACTURATION

SIRET : 499 819 779 00053
CODE APE : 4690Z
TVA Intracommunautaire : FR78499819779

■ **HAMIDOUCHE MADJID**
hamidouche@biomedisyst.com
PRESIDENT

ORGANISATION DU SAV

- Chef de Produits / SAV : Alexis KOUMI
koumi@biomedisyst.com
- Avant tout retour, merci de contacter notre service au 01 34 40 03 02



SOMMAIRE

ENDOSCOPIE RIGIDE

- Endoscopes rigides
 - Laparoscopie, Orthopédie/ORL
 - Urologie/Gynécologie, Urétéro-rénoscopes
- Optique pour canal carpien
- Câbles de lumière froide
- Paniers de stérilisation

3-5

4

5

6

7-8

9

ELECTROCHIRURGIE

- Câbles de raccordement monopolaires
- Câbles de raccordement bipolaires
 - Câbles standards
 - Câbles série K
 - Adaptateurs bipolaires
- Câbles de raccordement pour électrodes neutres

10-13

14-15

16-17

18

19-21

ILLUMINATION

- Lampes au xénon
- Lampes frontales à LED
- Casques opératoires à LED
- Sources à LED

22

23

23

24

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Pas de minimum de commande

FRANCO de port à partir de 100,00€HT

Pour toute commande inférieure à 100,00€HT, forfait de 15,00€HT pour port et emballage

ENDOSCOPES




Optiques neuves
NON reconditionnées

Optiques HD

Marquage CE

**Garantie 12 mois contre
tout vice de fabrication**

Compatibles STORZ, OLYMPUS, STRYKER, WOLF



DEUX PROGRAMMES

▼ FLEXILINE : échange standard
de vos optiques usagées par des
**OPTIQUES NEUVES
NON RECONDITIONNEES**

Renvoyez vos optiques usagées
TOUT MODELE/TOUTE MARQUE

▼ Un tarif neuf sans échange pour
la fourniture d'
**OPTIQUES NEUVES
NON RECONDITIONNEES**

LAPAROSCOPIE



COMPATIBLES TOUTES MARQUES

RÉFÉRENCE	DIAMETRE	ANGLE		LONGUEUR	ECHANGE STANDARD HT	TARIF NEUF HT	COMPATIBLE
911.31	10 mm	0°	Grand angle	344 mm	966 €	1116 €	TOUTES MARQUES
911.43	10 mm	30°	Grand angle	344 mm	1104 €	1254 €	
911.41	10 mm	45°	Grand angle	344 mm	1104 €	1254 €	
911.55	5 mm	0°	Grand angle	344 mm	1290 €	1440 €	
911.57	5 mm	30°	Grand angle	344 mm	1290 €	1440 €	

ORTHOPEDIE/ORL



RÉFÉRENCE	DIAMETRE	ANGLE		LONGUEUR	ECHANGE STANDARD HT	TARIF NEUF HT	COMPATIBLE
921.03	4 mm	0°	Grand angle	175 mm	950 €	1100 €	STORZ
921.08	4 mm	30°	Grand angle	175 mm	930 €	1080 €	STORZ
921.01	4 mm	45°	Grand angle	175 mm	950 €	1100 €	STORZ
921.11	4 mm	70°	Grand angle	175 mm	950 €	1100 €	STORZ
921.51	4 mm	25°	Grand angle	170 mm	1100 €	1250 €	WOLF
921.53	4 mm	70°	Grand angle	170 mm	1100 €	1250 €	WOLF
921.81	4 mm	30°	Grand angle	142 mm	1050 €	1200 €	STRYKER
921.66	4 mm	30°	Grand angle	160 mm	1110 €	1260 €	OLYMPUS

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants

UROLOGIE/GYNECOLOGIE



RÉFÉRENCE	DIAMETRE	ANGLE		LONGUEUR	ECHANGE STANDARD HT	TARIF NEUF HT	COMPATIBLE
941.49	4 mm	0°	Grand angle	302 mm	1130 €	1280 €	STORZ
941.59	4 mm	12°	Standard	302 mm	1130 €	1280 €	STORZ
941.55	4 mm	30°	Grand angle	302 mm	1130 €	1280 €	STORZ
941.0121	4 mm	70°	Grand angle	302 mm	1130 €	1280 €	STORZ
941.0163	2.9 mm	0°	Grand angle	302 mm	1380 €	1280 €	STORZ
941.0162	2.9 mm	12°	Grand angle	302 mm	1380 €	1280 €	STORZ
941.0161	2.9 mm	30°	Grand angle	302 mm	1380 €	1530 €	STORZ
941.101	4 mm	0°	Standard	280 mm	1190 €	1340 €	OLYMPUS
941.111	4 mm	12°	Standard	283 mm	1190 €	1340 €	OLYMPUS
941.1121	4 mm	30°	Standard	283 mm	1190 €	1340 €	OLYMPUS
941.1131	4 mm	30°	Grand angle	283 mm	1190 €	1340 €	OLYMPUS

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants



URETERO-RENOSCOPES

RÉFÉRENCE	EXTREMITE DISTALE	ANGLE DE VUE	LONGUEUR	RESOLUTION EN PIXELS	ECHANGE STANDARD	TARIF NEUF	COMPATIBLE
941.609	8.0/9.8 charr 2 canaux opérateurs	12°	430 mm	30 000	NC	NC	WOLF
941.611	8.0/9.8 charr 2 canaux opérateurs	12°	315 mm	30 000	NC	NC	WOLF
941.614	8.5/11.5 charr 2 canaux opérateurs	12°	430 mm	30 000	NC	NC	WOLF

OPTIQUE POUR CANAL CARPIEN

REFERENCE 92CE01



**COMPATIBLE
MICRO AIR™
81025A**

Caractéristiques techniques

- ▶ Longueur : 6.9 cm
- ▶ Diamètre : 2.9 mm
- ▶ Angle de vue : 30°
- ▶ Autoclavable : 18 minutes à 134°C.



CABLES DE LUMIERE FROIDE



300,00€HT

Câbles universels longueur 3 mètres avec **adaptateurs fixés**, spécialement conçus pour une **utilisation en haute température** avec sources xénon 300W et sources à LED.

- Fibres fusionnées,
- Marquage CE,
- Câbles marqués par NUMEROS DE LOT,
- Garantie 12 mois contre tout vice de fabrication

Meilleure transmission de la lumière

DIFFERENCIATION DES DIAMETRES PAR GAINÉ DE COULEUR




Gaine bleue
Diamètre 4.8mm



Gaine grise
Diamètre 3.5mm

RÉFÉRENCE CABLES	DESCRIPTION	DIAMETRE	ADAPTATEUR COTE SOURCE	ADAPTATEUR COTE OPTIQUE
5-353GSS	STORZ-STORZ	3.8mm		
5-483BSS		4.8mm		
5-353GOLS	OLYMPUS/STRYKER-STORZ	3.8mm		
5-483BOLS		4.8mm		
5-353GOLOL	OLYMPUS/STRYKER-OLYMPUS	3.8mm		
5-483BOLOL		4.8mm		
5-353GWW	WOLF-WOLF	3.8mm		
5-483BWW		4.8mm		
5-353GOLW	OLYMPUS/STRYKER-WOLF	3.8mm		
5-483BOLW		4.8mm		
5-353GARTS	ARTHREX(WOLF COURT)-STORZ	3.8mm		

Câbles universels longueur 3 mètres avec adaptateurs amovibles, spécialement conçus pour une **utilisation en haute température** avec lampe xénon 300W.



- Câbles marqués par NUMEROS DE SERIE
- Marquage CE
- Garantie 12 mois contre tout vice de fabrication
- Fibres pressées mécaniquement
- Absence de colle côté source

**POUR LAMPE
XENON
300W**

**Meilleure transmission de la lumière
Pas de brûlure des fibres**

RÉFÉRENCE CABLES		LONGUEUR	DIAMETRE	TARIF HT AVEC ADAPTATEURS INCLUS
550085L	Bague noire	3m	3.5mm	300,00 €
550087LB	Bague bleue	3m	4.8mm	300,00 €

RÉFÉRENCE ADAPTATEUR	DESCRIPTION		TARIF HT ADAPTATEURS SEULS
550100Z	STORZ côté source		20,00 €
550108Z	STORZ/OLYMPUS côté optique		20,00 €
5501010	OLYMPUS côté source		20,00 €
550102B	WOLF côté source		20,00 €
550110B	WOLF côté optique		25,00 €
550105STR	STRYKER côté source		20,00 €

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants



Qu'il s'agisse de nettoyage, stérilisation, stockage ou transport, les paniers pour endoscopes assurent une excellente protection des optiques rigides contre les dégâts.

Les paniers pour endoscopes sont en inox, polis électrolytiquement. La fermeture du couvercle a été spécialement étudiée pour prévenir toute ouverture intempestive. Les supports d'optique en silicone garantissent un maintien optimal de vos endoscopes durant les processus de lavage et de stérilisation.

Notre gamme se compose de différents modèles :

- **Panier pour un endoscope avec fixations**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (Lxlxh)
7020010A	290X80X55 mm
7259055	465X80X55 mm

Egalement disponibles :

- **Panier pour deux endoscopes avec fixations**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (Lxlxh)
7ER600050	290X80X55 mm
7ER600060	465X80X55 mm

- **Panier perforé pour un endoscope et un câble à fibre optiques**

RÉFÉRENCE	DIMENSIONS (Lxlxh)
7ER600031	290X160X52 mm
7ER600033	460X160X52 mm

PANIER DE STÉRILISATION

ELECTROCHIRURGIE

CABLES POUR LAPAROSCOPES DIAMETRE 4MM

		CONNECTEUR COTE INSTRUMENT			
CONNECTEUR COTE GENERATEUR		LONGUEUR			
 Erbe série T		3m	ESU-MP/AE 38,00€HT	ESU-MP/BE 38,00€HT	ESU-MP/CE 38,00€HT
		5m	ESU-MP/AEL 44,00€HT	ESU-MP/BEL 44,00€HT	ESU-MP/CEL 44,00€HT
 Valleylab		3m		ESU-MP/BF 38,00€HT	ESU-MP/CF 38,00€HT
		5m		ESU-MP/BFL 44,00€HT	ESU-MP/CFL 44,00€HT
 Aesculap		3m		ESU-MP/BG 38,00€HT	ESU-MP/CG 38,00€HT
		5m		ESU-MP/BGL 44,00€HT	ESU-MP/CGL 44,00€HT
 Erbe VIO		3m		ESU-MP/BD 38,00€HT	ESU-MP/CD 38,00€HT
		5m		ESU-MP/BDL 44,00€HT	ESU-MP/CDL 44,00€HT
 Erbe série T		3m		ESU-MP/BR 38,00€HT	ESU-MP/CR 38,00€HT
		5m		ESU-MP/BRL 44,00€HT	ESU-MP/CRL 44,00€HT

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants

Câbles autoclavables à 134°C

CABLES MONOPOLAIRES

CABLES DE RESECTOSCOPES DIAMETRE 2MM COMEG, WOLF, STORZ CABLES DE RESECTOSCOPES DIAMETRE 6.5MM STORZ CABLES POUR ENDOSCOPES OLYMPUS, FUJINON

		CONNECTEUR COTE INSTRUMENT			
CONNECTEUR COTE GENERATEUR		LONGUEUR	 Résectoscopes COMEG/WOLF/ STORZ	 Résectoscopes STORZ	 Endoscopes OLYMPUS FUJINON
 Erbe série T	 4.0 mm	3m	ESU-MP/JE 38,00€HT	ESU-MP/KE 60,00€HT	ESU-MP/LE 60,00€HT
		5m	ESU-MP/JEL 44,00€HT	ESU-MP/KEL 66,00€HT	ESU-MP/LEL 66,00€HT
 Valleylab	 8.0 mm	3m	ESU-MP/JF 38,00€HT	ESU-MP/KF 60,00€HT	ESU-MP/LF 60,00€HT
		5m	ESU-MP/JFL 44,00€HT	ESU-MP/KFL 66,00€HT	ESU-MP/LFL 66,00€HT
 Aesculap	 4.0 mm 8.0 mm 12.5 mm	3m	ESU-MP/JG 38,00€HT	ESU-MP/KG 60,00€HT	ESU-MP/LG 60,00€HT
		5m	ESU-MP/JGL 44,00€HT	ESU-MP/KGL 66,00€HT	ESU-MP/LGL 66,00€HT
 Erbe VIO	 5.0 mm 9.0 mm	3m	ESU-MP/JD 38,00€HT	ESU-MP/KD 60,00€HT	ESU-MP/LD 60,00€HT
		5m	ESU-MP/JDL 44,00€HT	ESU-MP/KDL 60,00€HT	ESU-MP/LDL 66,00€HT
 Erbe série T	 4.0 mm 10.0 mm	3m	ESU-MP/JR 38,00€HT	ESU-MP/KR 60,00€HT	ESU-MP/LR 38,00€HT
		5m	ESU-MP/JRL 44,00€HT	ESU-MP/KRL 66,00€HT	ESU-MP/LRL 44,00€HT

Câbles autoclavables à 134°C

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants



CABLES POUR PINCES MONOPOLAIRES DIAMETRE 4.8MM **CABLES POUR INSTRUMENTS STORZ DOUILLE HEXAGONALE** **CABLES POUR RESECTOSCOPES PEDIATRIQUES STORZ**

		CONNECTEUR COTE INSTRUMENT			
CONNECTEUR COTE GENERATEUR		LONGUEUR	 4.8 mm Pince monopolaire	 4.0 mm Instruments STORZ douille hexagonale	 6.5 mm Résectoscopes pédiatriques OLYMPUS
 Erbe série T	 4.0 mm	3m	ESU-MP/ME 38,00€HT	ESU-MP/NE 38,00€HT	ESU-MP/PE 60,00€HT
		5m	ESU-MP/MEL 44,00€HT	ESU-MP/NEL 44,00€HT	ESU-MP/PEL 66,00€HT
 Valleylab	 8.0 mm	3m	ESU-MP/MF 38,00€HT	ESU-MP/NF 38,00€HT	ESU-MP/PF 60,00€HT
		5m	ESU-MP/MFL 44,00€HT	ESU-MP/NFL 44,00€HT	ESU-MP/PFL 66,00€HT
 Aesculap	 4.0 mm 8.0 mm 12.5 mm	3m	ESU-MP/MG 38,00€HT	ESU-MP/NG 38,00€HT	ESU-MP/PG 60,00€HT
		5m	ESU-MP/MGL 44,00€HT	ESU-MP/NGL 44,00€HT	ESU-MP/PGL 66,00€HT
 Erbe VIO	 5.0 mm 9.0 mm	3m	ESU-MP/MD 38,00€HT	ESU-MP/ND 38,00€HT	ESU-MP/PD 60,00€HT
		5m	ESU-MP/MDL 44,00€HT	ESU-MP/NDL 44,00€HT	ESU-MP/PDL 66,00€HT
 Erbe série T	 4.0 mm 10.0 mm	3m	ESU-MP/MR 38,00€HT	ESU-MP/NR 38,00€HT	ESU-MP/PR 60,00€HT
		5m	ESU-MP/MRL 44,00€HT	ESU-MP/NRL 44,00€HT	ESU-MP/PRL 66,00€HT

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants

Câbles autoclavables à 134°C

CABLES POUR ELEMENTS DE TRAVAIL STRYKER

CABLES DE RESECTOSCOPES OLYMPUS

		CONNECTEUR COTE INSTRUMENT		
CONNECTEUR COTE GENERATEUR		LONGUEUR	 Eléments de travail STRYKER	 Résectoscopes OLYMPUS
 Erbe série T	 4.0 mm	3m	ESU-MP/RE 88,00€HT	ESU-MP/SE 160,00€HT
		5m	ESU-MP/REL 92,00€HT	ESU-MP/SEL 164,00€HT
 Valleylab	 8.0 mm	3m	ESU-MP/RF 88,00€HT	ESU-MP/SF 200,00€HT
		5m	ESU-MP/RFL 92,00€HT	ESU-MP/SFL 210,00€HT
 Aesculap	 4.0 mm 8.0 mm 12.5 mm	3m	ESU-MP/RG 88,00€HT	ESU-MP/SG 200,00€HT
		5m	ESU-MP/RGL 92,00€HT	ESU-MP/SGL 210,00€HT
 Erbe VIO	 5.0 mm 9.0 mm	3m	ESU-MP/RD 88,00€HT	ESU-MP/SD 200,00€HT
		5m	ESU-MP/RDL 92,00€HT	ESU-MP/SDL 210,00€HT
 Erbe série T	 4.0 mm 10.0 mm	3m	ESU-MP/RR 88,00€HT	ESU-MP/SR 200,00€HT
		5m	ESU-MP/RRL 92,00€HT	ESU-MP/SRL 210,00€HT



Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants

Câbles autoclavables à 134°C

CABLES BIPOLAIRES STANDARDS

		CONNECTEUR COTE GENERATEUR			
CONNECTEUR COTE INSTRUMENT		Longueur	 4.0 mm	 2.0mm 6.0mm 8.0mm	 4.0mm 8.0mm 12.5mm
 Pince std européen	 7.5 mm 4 mm	3m	ESU-BP/AA 46,00€HT	ESU-BP/BA 54,00€HT	ESU-BP/CA 54,00€HT
		5m	ESU-BP/AAL 52,00€HT	ESU-BP/BAL 60,00€HT	ESU-BP/CAL 60,00€HT
 Pince std US (coudé)	 1.8 mm	3m	ESU-BP/AB 46,00€HT	ESU-BP/BB 54,00€HT	ESU-BP/CB 54,00€HT
		5m	ESU-BP/ABL 52,00€HT	ESU-BP/BBL 60,00€HT	ESU-BP/CBL 60,00€HT
 Pince std US (droit)	 1.8 mm	3m	ESU-BP/AC 46,00€HT	ESU-BP/BC 54,00€HT	ESU-BP/CC 54,00€HT
		5m	ESU-BP/ACL 52,00€HT	ESU-BP/BCL 60,00€HT	ESU-BP/CCL 60,00€HT
 Pince AESCULAP	 6.35 mm	3m	ESU-BP/AD 46,00€HT	ESU-BP/BD 54,00€HT	ESU-BP/CD 54,00€HT
		5m	ESU-BP/ADL 52,00€HT	ESU-BP/BDL 60,00€HT	ESU-BP/CDL 60,00€HT
 Instrument MIS R. WOLF	 3.8 mm 14.7 mm	3m	ESU-BP/AE 52,00€HT	ESU-BP/BE 60,00€HT	ESU-BP/CE 60,00€HT
		5m	ESU-BP/AEL 58,00€HT	ESU-BP/BEL 66,00€HT	ESU-BP/CEL 60,00€HT
 Résecteur STORZ	 4.0 mm 12.0 mm	3m	ESU-BP/AF 52,00€HT	ESU-BP/BF 60,00€HT	ESU-BP/CF 60,00€HT
		5m	ESU-BP/AFL 58,00€HT	ESU-BP/BFL 66,00€HT	ESU-BP/CFL 66,00€HT
 Pince AESCULAP	 2.0 mm	3m	ESU-BP/AG 52,00€HT	ESU-BP/BG 60,00€HT	ESU-BP/CG 60,00€HT
		5m	ESU-BP/AGL 58,00€HT	ESU-BP/BGL 66,00€HT	ESU-BP/CGL 66,00€HT
 Résecteur STORZ	 6.5 mm	3m	ESU-BP/AM 68,00€HT	ESU-BP/BM 66,00€HT	ESU-BP/CM 66,00€HT
		5m	ESU-BP/AML 74,00€HT	ESU-BP/BML 72,00€HT	ESU-BP/CML 72,00€HT
 OLYMPUS HiQ	 6.3 mm 9.8 mm	3m	ESU-BP/AN 100,00€HT	ESU-BP/BN 150,00€HT	ESU-BP/CN 150,00€HT
		5m	ESU-BP/ANL 106,00€HT	ESU-BP/BNL 160,00€HT	ESU-BP/CNL 160,00€HT

CABLES BIPOLAIRES

		CONNECTEUR COTE GENERATEUR		
CONNECTEUR COTE INSTRUMENT		Longueur		
 Pince std européen		3m	ESU-BP/FA 52,00€HT	ESU-BP/GA 58,00€HT
		5m	ESU-BP/FAL 58,00€HT	ESU-BP/GAL 64,00€HT
 Pince std US (coudé)		3m	ESU-BP/FB 52,00€HT	ESU-BP/GB 58,00€HT
		5m	ESU-BP/FBL 58,00€HT	ESU-BP/GBL 64,00€HT
 Pince std US (droit)		3m	ESU-BP/FC 52,00€HT	ESU-BP/GC 58,00€HT
		5m	ESU-BP/FCL 58,00€HT	ESU-BP/GL 64,00€HT
 Pince AESCULAP		3m	ESU-BP/FD 52,00€HT	ESU-BP/GD 58,00€HT
		5m	ESU-BP/FDL 58,00€HT	ESU-BP/GDL 64,00€HT
 Instrument MIS R. WOLF		3m	ESU-BP/FE 58,00€HT	ESU-BP/GE 68,00€HT
		5m	ESU-BP/FEL 64,00€HT	ESU-BP/GEL 74,00€HT
 Résecteur STORZ		3m	ESU-BP/FF 58,00€HT	ESU-BP/GF 68,00€HT
		5m	ESU-BP/FFL 64,00€HT	ESU-BP/GFL 74,00€HT
 Pince Aesculap		3m	ESU-BP/FG 58,00€HT	ESU-BP/GG 68,00€HT
		5m	ESU-BP/FGL 64,00€HT	ESU-BP/GGL 74,00€HT
 Résecteur STORZ		3m	ESU-BP/FM 68,00€HT	ESU-BP/GM 68,00€HT
		5m	ESU-BP/FML 74,00€HT	ESU-BP/GML 74,00€HT
 OLYMPUS HiQ		3m	ESU-BP/FN 150,00€HT	
		5m	ESU-BP/FNL 160,00€HT	

Câbles autoclavables à 134°C

CABLES BIPOLAIRES **SERIE K**

			
ESCHMANN 18 mm	ERBE 22 mm	VALLEYLAB 28 mm	CONMED 30 mm

Les câbles bipolaires série K disposent d'un **connecteur avec un écartement réglable entre les 2 fiches bananes de 4mm** permettant leur utilisation sur différents modèles de générateurs.

Les photos ci-dessus reprennent les différentes possibilités de réglage en fonction des fabricants.



NOUVEAU

CABLES BIPOLAIRES **SERIE K**

		CONNECTEUR COTE GENERATEUR	
CONNECTEUR COTE INSTRUMENT		Longueur	
 Pince std européen		3m	ESU-BP/KA 52,00€HT
		5m	ESU-BP/KAL 58,00€HT
 Pince std US (coudé)		3m	ESU-BP/KB 52,00€HT
		5m	ESU-BP/FBL 58,00€HT
 Pince std US (droit)		3m	ESU-BP/KC 52,00€HT
		5m	ESU-BP/KCL 58,00€HT
 Pince AESCULAP		3m	ESU-BP/KD 52,00€HT
		5m	ESU-BP/KDL 58,00€HT
 Instrument MIS R. WOLF		3m	ESU-BP/KE 58,00€HT
		5m	ESU-BP/KEL 64,00€HT
 Résecteur STORZ		3m	ESU-BP/KF 58,00€HT
		5m	ESU-BP/KFL 64,00€HT
 Pince Ethicon/Everest		3m	ESU-BP/KG 58,00€HT
		5m	ESU-BP/KGL 64,00€HT
 Résecteur STORZ		3m	ESU-BP/KM 70,00€HT
		5m	ESU-BP/KML 76,00€HT

Câbles autoclavables à 134°C



CONNECTEUR COTE GENERATEUR

ESU-ADP/01**65,00€HT**

CONNECTEUR POUR MANCHE À BISTOURI À COMMANDE MANUELLE AVEC 3 FICHES
POUR GÉNÉRATEURS SÉRIE T ERBE

ESU-ADP/02**65,00€HT**

CONNECTEUR POUR MANCHE À BISTOURI À COMMANDE MANUELLE AVEC 3 FICHES
POUR GÉNÉRATEURS ERBE ACC/ICC, ERBE VIO

ESU-ADP/03**65,00€HT**

CONNECTEUR POUR MANCHE À BISTOURI À COMMANDE MANUELLE AVEC 3 FICHES
POUR GÉNÉRATEURS MARTIN ET INTEGRA

ADAPTATEURS BIPOLAIRES

CABLES DE RACCORDEMENT

POUR ELECTRODES NEUTRES

**LARGEUR
23.5MM**

CABLES NON AUTOCLAVABLES

CONNECTEUR COTE GENERATEUR		
	3 METRES	5 METRES
 Alsa, Bard, Berchtold, Bovie-Aaron 950/1200, Eschmann TD400/TD800, Martin, Meditom	RDC-A3 32€HT	RDC-A5 36€HT
 Erbe ACC/ICC, serie T, Erbe VIO	RDC-B3 32€HT	RDC-B5 36€HT
 Aspen, Boa, Conmed, Petas 500/600, Valleylab	RDC-C3 32€HT	RDC-C5 36€HT
 Bowa, Conmed, Valleylab	RDC-D3 32€HT	RDC-D5 36€HT
 Valleylab (ancienne génération)	RDC-E3 32€HT	RDC-E5 36€HT
 Bovie	RDC-F3 36€HT	RDC-F5 46€HT
 Actoll, Diadon, Downs 450P2, Eschmann TD300/ TD311/DS302	RDC-G3 36€HT	RDC-G5 46€HT
 Petas 400/450(ancienne génération), Eschmann (ajustable)	RDC-H3 32€HT	RDC-H5 36€HT
 Bovie-Aaron 120/2250/3250	RDC-I3 36€HT	RDC-I5 46€HT

CABLES AUTOCLAVABLES

**LARGEUR
23.5MM**

CONNECTEUR COTE GENERATEUR		
	3 METRES	5 METRES
 Alsa, Bard, Berchtold, Bovie-Aaron 950/1200, Eschmann TD400/TD800, Martin, Meditom	RDC-A3A 45€HT	RDC-A5A 55€HT
 Erbe ACC/ICC, serie T, Erbe VIO	RDC-B3A 45€HT	RDC-B5A 55€HT
 Aspen, Boa, Conmed, Petas 500/600, Valleylab	RDC-C3A 45€HT	RDC-C5A 55€HT
 Bowa, Conmed, Valleylab	RDC-D3A 45€HT	RDC-D5A 55€HT
 Valleylab (ancienne génération)	RDC-E3A 45€HT	RDC-E5A 55€HT
 Bovie	RDC-F3A 55€HT	RDC-F5A 65€HT
 Actoll, Diadon, Downs 450P2, Eschmann TD300/ TD311/DS302	RDC-G3A 55€HT	RDC-G5A 65€HT
 Petas 400/450(ancienne génération), Eschmann (ajustable)	RDC-H3A 45€HT	RDC-H5A 55€HT
 Bovie-Aaron 120/2250/3250	RDC-I3A 55€HT	RDC-I5A 65€HT

Câbles autoclavables à 134°C

CABLES NON AUTOCLAVABLES

**LARGEUR
32MM**

CONNECTEUR COTE GENERATEUR		
	3 METRES	5 METRES
 Valleylab	RDC-VL3 47€HT	RDC-VL5 55€HT
 Erbe ACC/ICC, serie T, Erbe VIO	RDC-VB3 47€HT	RDC-VB5 55€HT
 Alsa, Bard, Berchold, Bovie-Aaron 950/1200, Echmann TD400/TD800, Martin, Meditom	RDC-VA3 47€HT	RDC-VA5 55€HT

CABLES AUTOCLAVABLES

**LARGEUR
32MM**

CONNECTEUR COTE GENERATEUR		
	3 METRES	5 METRES
 Valleylab	RDC-VL3A 55€HT	RDC-VL5A 65€HT
 Erbe ACC/ICC, serie T, Erbe VIO	RDC-VB3A 55€HT	RDC-VB5A 65€HT
 Alsa, Bard, Berchold, Bovie-Aaron 950/1200, Echmann TD400/TD800, Martin, Meditom	RDC-VA3A 55€HT	RDC-VA5A 65€HT

Câbles autoclavables à 134°C

ILLUMINATION



TYPE PE300BF

FUJINON Y1072, Y1089

OLYMPUS CLV160/CLV180/CLVS190

STORZ 300/20133020/20133028/20133620/20134020



TYPE PE 175BF

STORZ 175W/615/20131520/20132026, XENON NOVA

WOLF 5121



POUR CLV 190

OLYMPUS MAJ-1817/CLV190



PENTAX EPK- i5000/7000/7010



AUTRES MODELES
NOUS CONSULTER



Lampe soumise à la DEEE (système de tri, collecte
et traitement des Déchets d'Equipements
Electriques et Electroniques
prévu par la directive n°2002/96/CE)

Les marques citées sont la propriété exclusive de leurs fabricants

LAMPES AU XENON



LAMPE FRONTALE A LED FAROMED - **DIAGNOSTIC**

- Température de couleur : 6500°K
- Taille de spot réglable : de 40 à 60mm de diamètre
- Montée sur bandeau réglable



200 grammes



Alimentation par 3 piles 2.5V (LR6)

Compartiment pile monté sur bandeau permettant une grande autonomie de mouvement



LAMPE FRONTALE A LED HEINE ML4 - **DIAGNOSTIC/CHIRURGIE**

- Température de couleur : 5500°K - 90 000 lux à 18cm
- Taille de spot réglable : de 30 à 80mm de diamètre
- Montée sur bandeau professionnel réglable



460 grammes avec batterie mPack UNPLUGGED (sur bandeau)

- Autonomie : 3h batterie sur casque (UNPLUGGED)
8h batterie à la ceinture (mPack)
ou alimentation secteur



CASQUE OPERATOIRE A LED SUNOPTIC NL-5500 - **CHIRURGIE**

- Température de couleur : 4500°K - 30 000 lux à 40 cm
- Taille de spot réglable : de 20 à 110mm de diamètre
- Montée sur bandeau réglable



440 grammes avec batterie intégrée sur le bandeau du casque

- Autonomie : 4h batterie sur casque à pleine puissance

MODELE SSL2000T

LED 50W

- Température de couleur : 6500°K
- Durée de vie : 50 000 heures
- Faible consommation électrique : 52W
- Dimensions (HxLxP) : 85x128x185 mm



1.2 Kg



IDEALE POUR
REPLACER
LES SOURCES
HALOGENES

MODELE SSL3000T

LED 100W

- Température de couleur : 6950°K
- Durée de vie : 30 000 heures
- Extinction de la LED lors de l'absence de câble de lumière
- Dimensions (HxLxP) : 100x285x285 mm



3.4 Kg



COMPARABLE
AUX
SOURCES
AU XENON

SOURCES A LED

CARACTERISTIQUES COMMUNES

- Contrôle électronique de l'intensité lumineuse de 0 à 100%
- Barillet multi-sorties : ACMI, OLYMPUS, STORZ et WOLF
- Alimentation électrique : 100-240VAC 50/60Hz
- Normes : UL60601-1, CANCSA C22.2 n°601-1, EN60601-1-2
- Marquage CE



Contact

koumi@biomedisyst.com
07 72 25 72 85

ADRESSE POUR LES RENOIS DE SAV

2600 RD 402, Plateau de Signes
Zone EST, Queue de Sartan
83870 SIGNES



Retrouvez tous nos produits sur
www.biomedisyst.com