

# INFLATEUR DE PRESSION



REFERENCE 6TM-01



GARANTIE

2 ANS

Dispositif médical  
Classe Im



DDM

## Caractéristiques générales

- ▶ Manomètre de précision gradué de 0 à 120 millibar par échelon de 2mmbar (1 mmbar est équivalent à 1.02 cm/eau),
- ▶ Cadran sectorisé par zone colorée pour une meilleure perception des pressions,
- ▶ Poire de gonflage en PVC **sans latex**,
- ▶ CE0459

### CONDITIONNEMENT

- \* 1 inflateur de pression,
- \* 1 sachet tubulure pour inflateur,
- \* 1 notice.



## Caractéristiques techniques

- ▶ Graduation avec 2 plages vertes :
  - \* Pour les tubes trachéaux 22 à 32 cm H<sub>2</sub>O,
  - \* Pour les tubes laryngés ou masques laryngés 60 à 70 cm H<sub>2</sub>O,
- ▶ Valve de dégonflage sensible et ajustable à la pression souhaitée,
- ▶ Mécanisme en laiton qualité horlogère,
- ▶ Raccordement assuré par raccord cône standard Luer.

Version Septembre 2022

**BIOMEDISYST**

Tél. : 01 34 40 03 02  
hamidouche@biomedisyst.com

