

MONITORAGE

MATERIELS ET ACCESSOIRES

2023

www.biomedisyst.fr

BIOMEDISYST



A VOTRE DISPOSITION



01 34 40 03 02



commandes@biomedisyst.com

EQUIPE COMMERCIALE



■ **DACYN HAMIDOUCHE**
dhamidouche@biomedisyst.com

■ **ALEXIS KOUMI**
koumi@biomedisyst.com

■ **SALIM MARQUIS**
marquis@biomedisyst.com

ORGANISATION DU SAV

- Chef de Produits / SAV : Alexis KOUMI
koumi@biomedisyst.com
- Avant tout retour, merci de contacter notre service au 01 34 40 03 02



ADMINISTRATIF

Céline HAMIDOUCHE
Directrice Administrative
celine.hamidouche@biomedisyst.com

■ **DIANA MARIN**
marin@biomedisyst.com
Responsable des commandes

■ **FLORENCE GILLIOT**
secretariat@biomedisyst.com
Assistante administrative/facturation

SIRET : 499 819 779 00053
CODE APE : 4690Z
TVA Intracommunautaire : FR78499819779

■ **HAMIDOUCHE MADJID**
hamidouche@biomedisyst.com
Président

5-18

GAMME DE MATERIELS

19-12

ACCESSOIRES DE MONITORAGE

BRASSARDS

19-26

BRASSARDS REUTILISABLES	20
BRASSARDS PATIENT UNIQUE	23
TUYAUX SIMPLE ET DOUBLE TUBULURE	24-25
RACCORDS BRASSARDS ET TUYAUX	26

SONDES DE TEMPERATURE

92-93

REUTILISABLES ET USAGE UNIQUE

CAPTEURS SPO2

27-59

CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES	27-54
CAPTEURS SPO2 USAGE UNIQUE	55-59

CABLES DE PRESSION INVASIVE

94-95

CABLES ECG ET ACCESSOIRES

60-80

CABLES ECG	60-78
ELECTRODES ECG	79-80

CELLULES A OXYGENE

96

CABLES EKG ET ACCESSOIRES

81-91

CABLES EKG	81-89
ACCESSOIRES CABLES EKG	90-91

MONITORING FOETAL

97

CAPTEURS TOCO
CAPTEURS ULTRASON

Sommaire MATERIEL

OXYMETRES

- 5 **Oxymètre de pouls pour doigt**
Modèle OBM70
- 6-7 **Oxymètre de pouls portable**
Modèle M800

THERMOMETRE/TENSIOMETRE

- 8 **Thermomètre infrarouge sans contact**
Modèle 6TIT122
- 9 **Tensiomètre électronique de bras**
Modèle WBP202

MONITEURS MULTIPARAMETRIQUES

- 10 **Moniteur portable mesure PNI/SPO2**
Modèle NC3
- 11 **Moniteur portable mesure PNI/SPO2**
Modèle NC5

ELECTROCARDIOGRAPHES

- 12 **Electrocardiographe digital portable**
Modèle E30
- 13 **Electrocardiographe digital 12 canaux**
Modèle E65

CARDIOTOCOGRAPHES

- 14 **Moniteur foetal**
Modèle F30
Moniteur foetal et maternel
Modèle F50

DOPPLER FOETAL

- 15 **Doppler foetal**
Modèle WF100

MANCHETTES A PRESSION/ INFLATEUR DE PRESSION


- 16 **Manchettes modèles 500, 1000 et 3000 ml**
- 17 **Inflateur de pression**
Modèle 6TM-01

ACCESSOIRES DE DIAGNOSTIC

- 18 **Vidéo-laryngoscope**
Modèles 6CR31DL et 6CR31L

OXYMETRE DE POUFS POUR DOIGT

MODELE OBM70



Ecran bicolore OLED tactile et rotatif

Résolution 480*272 pixels

Orientable : 2 modes d'affichage



Alimentation par 2 piles alcaline AA



Dimensions : 60 x 33 x 30 mm



Poids : 60 g avec piles

SPO2 :

Transducteur : LED capteur avec longueur d'onde duale

Gamme de mesure : 35 % à 100 %

Précision : $\leq 2\%$ de 70 % à 100 %

Fréquence de pouls :

Gamme de mesure : 30bpm à 240bpm 3.0 V DC

Précision : ± 1 bpm ou $\pm 1\%$ (le plus grand) ≤ 40 mA

Indice de perfusion (PI) : Gamme d'affichage : 0% à 20%

Conditions optimales :

Utilisation : T°C : 5°C à 40°C – Stockage : -20°C à +60°C

Humidité ambiante : 30% à 80%

Pression atmosphérique : 70kPa à 106kPa

▶ Boîtier anti-chocs,

▶ Indication d'usure des piles,

▶ Résistant à l'eau,

▶ 2 modes de fonctionnement : "Spot check" de 30 secondes et surveillance continue,

▶ ON/OFF automatique après 8 secondes,

Différents modèles

ADULTE

OBM70

Modèle pour adulte

ENFANT

OBM70A

Modèle pour enfant



**Utilisable sur patients adultes et pédiatriques
en cabinet ou à domicile**

MESURE DE LA SPO2

OXYMETRE DE POULS PORTABLE MODELE M800



EGALEMENT DISPONIBLE EN
TECHNOLOGIE NELLCOR™ OXIMAX™



Ecran couleur 2.4" TFT

Résolution 320*240 pixels - Ecran rotatif



Alimentation par 3 piles alcaline AA

Option batterie rechargeable



Autonomie 20h

Temps de charge : 3-4h



Dimensions : 58.5 x 123 x 28 mm



Poids brut : 187g (avec piles)

BIOLIGHT SPO2

- * Echelle de mesure : 0 à 100%
- * Résolution : 1%
- * Précision : $\pm 2\%$ (70% à 100%)
- * Non spécifiée 0 à 60%
- * Mise à jour données : 13s

POULS

- * Intervalle de mesure : 25-250bpm
- * Résolution : 1bpm
- * Précision : $\pm 2\%$ ± 1 bpm
- * Mise à jour données : 13s

Différents modèles

SPO2

OBM800BLT

SPO2 BIOLIGHT

SPO2

OBM800NO

SPO2 NELLCOR™ Oximax™



Livré dans coffret cartonné (piles incluses)
avec :

- 1 capteur adulte réutilisable doigtier,
- 1 coque de protection en silicone,
- 1 notice d'utilisation.



La coque de transport
en silicone est incluse

Coque de transport en silicone

Référence

OBM800SC

ACCESSOIRES POUR MONITEURS M800

Chargeur



Référence

OBM800BC



Batterie lithium

Référence

OBM800LB



THERMOMETRE INFRAROUGE SANS CONTACT

MODELE 6TIT122



Affichage numérique LCD 7



Alimentation par 3 piles alcaline AA



Zone de mesure : frontale

Plage de mesure du corps humain : 32,0°C ~ 42,9°
Mesure par rayonnement infra rouge





Dimensions : 15.3 x 8.8 x 4.5 cm



Poids : 125 g

Distance par rapport à la cible





TENSIOMETRE ELECTRONIQUE DE BRAS

MODELE WBP202



Fonctionne sur batterie rechargeable via port USB



Zone de mesure : bras

Temps de mesure : 20 à 45 sec



Dimensions : L 130 x l 55 x h 30 mm



Poids : 350 g

Caractéristiques générales

- ▶ Tensiomètre électronique haut de gamme,
- ▶ Un seul bouton pour la prise de mesure,
- ▶ Possibilités de 2 utilisateurs,
- ▶ Produit compact et léger,
- ▶ Détection automatique d'erreur de mesure.

Caractéristiques techniques

▶ Gamme de mesure :

Systolique : 30 à 255 mm Hg

Diastolique : 10 à 220 mm Hg

Précision : +/- 3 mm Hg

▶ Fréquence de pouls :

Gamme de mesure : 40bpm à 240bpm

Précision : ± 3bpm ou ± 5% (le plus grand)



**Gamme de
tensiomètres manuels
également
disponible**

**Utilisable sur patients adultes
en cabinet ou à domicile**

MESURE DE LA PNI ET SPO2

MONITEUR PORTABLE NC3

Spécialement conçu pour les
contrôles cliniques et ponctuels
en ambulatoire



 Ecran LED couleur rétro-éclairé 6"

 Alimentation par batterie
lithium-ion rechargeable

 Autonomie jusqu' 12 heures
Temps de charge : 5.5heures (en mode marche)

 130 x 125 x 219 mm

 Poids : 1.25 Kg

Moniteur doté de toutes les options nécessaires, telles que SPO2, PNI, température et de stockage de données.

Configuration standard : SPO2 COMEN, PNI, batterie lithium-ion rechargeable.

OPTIONS : SPO2 Nellcor™ oximax™, thermomètre auriculaire, chariot roulant, montage mural.

CONDITIONNEMENT

Livré dans coffret cartonné avec :

- * 1 capteur SPO2 doigt adulte monobloc
- * 1 tuyau PNI
- * 1 brassard PNI adulte standard

Thermomètre auriculaire



Chariot



MESURE DE LA PNI/SPO2/ECG/T°

MONITEUR PORTABLE NC5



Ecran **tactile** couleur 8" LCD TFT mm

Résolution 800*600 pixels
Écran tactile capacitif haute efficacité



Alimentation par batterie
lithium-ion rechargeable



Autonomie jusqu' 3 heures

Temps de charge : 5.5heures (en mode marche)



165 x 250 x 165 mm



Poids : 2 Kg

Moniteur doté de toutes les options nécessaires, telles que SPO2, PNI, température et de stockage de données.

Configuration standard : SPO2 COMEN, PNI, fréquence cardiaque FC

OPTIONS : SPO2 Nellcor™ oximax™, ECG 3 voies pinces, thermomètre auriculaire, chariot roulant, montage mural.

Chariot



Thermomètre auriculaire




CONDITIONNEMENT

Livré dans coffret cartonné avec :

- * 1 câble ECG 3 voies PINCE IEC,
- * 1 pack électrodes adhésives adulte (12 pièces),
- * 1 capteur SPO2 doigt adulte monobloc,
- * 1 tuyau PNI,
- * 1 brassard PNI adulte standard.

ELECTROCARDIOGRAPHE PORTABLE

MODELE SE-301



Une portabilité
sans compromis
sur la qualité



Ecran **tactile** couleur 5" LCD TFT
Résolution 800*480 pixels



Alimentation par batterie lithium
Autonomie jusqu'à 3 heures



Mémoire fixe : 500 groupes de données ECG
Mode de stockage : automatique ou manuel, carte SD,
clé USB



Imprimante thermique intégrée
Papier en rouleau 80mm x 20m



22 x 14 x 5.5 cm



Poids : 1 Kg

Accessoires en OPTION

Chariot roulant

Bras de câble ECG
pour chariot OEMT-201

Papier imprimante
80mm x 20m

Câble ECG 10 voies
banane IEC

Conception anatomique



CONDITIONNEMENT

Livré avec :

- * 1 câble ECG 10 brins fiche banane,
- * 6 électrodes précordiales pour adulte,
- * 4 électrodes membres pour adulte,
- * 1 rouleau de papier.

ELECTROCARDIOGRAPHE DIGITAL 12 CANAUX

MODELE E65



Ecran **tactile** couleur 8.0" LCD TFT
Résolution 800*480 pixels



Alimentation par batterie lithium



Imprimante intégrée
Papier rouleau 210 mm type Z



360x276x130 mm



Poids : 4.2 Kg (batterie incluse)

Caractéristiques :

- Traitement des données haute résolution et haute fréquence permettant l'affichage précis des courbes
- Filtres digitaux innovants pour une meilleure performance,
- Sauvegarde des données plus précise assurant une meilleure analyse des résultats,
- Imprimante thermique intégrée,
- Sortie pour imprimante externe et lecteur code barre,
- Mesure automatique et interprétation conforme au test de la base de données CES faisant autorité.

Sauvegarde des données :

- Sauvegarde des données dans mémoire interne ou sur clé USB
- Support pour le transfert de données, l'examen et la réanalyse.

Performances améliorées :

- Des filtres numériques innovants pour une meilleure performance,
- Algorithme de correction de la ligne de base à vitesse rapide stabilisant rapidement la ligne de base,
- Sauvegarde de données haute précision 24 bits garantissant l'exactitude de l'analyse de données de suivi.

CARDIOTOCOGRAPHERS

MODELES F30/F50



IDEAL POUR LES EXAMENS DU QUOTIDIEN



Ecran couleur 7.0" anti-reflets LCD TFT
Résolution 800*480 pixels



Alimentation par batterie lithium



Imprimante intégrée
Papier rouleau type Z 152mm



332x295x144 mm



Poids : 5 Kg (batterie incluse)

DEUX MODELES DE MONITEURS :

CARDIOTOCOGRAPHE F30

- Moniteur foetal
- OPTION grossesse gémellaire

CARDIOTOCOGRAPHE F50

- Moniteur foetal et maternel
- Mesure de la PNI et de la SPO2
- Ecran tactile en option

ACCESSOIRES DISPONIBLES



Montage mural



Chariot



Types de capteurs

DOPPLER FOETAL

MODELE WF100



Ecran large affichage



Alimentation par batterie rechargeable 3.7V
ou 3 piles AA



Autonomie >2h en continu

Temps de charge : 6heures à 100% (en mode veille)
Indicateur autonomie de la batterie



138x111x34 mm



Poids : < 500g

Caractéristiques techniques

- Echelle de mesure : 50 à 210 bpm
- Précision : +/- 2 bpm
- Mode de fonctionnement : onde continue
- Fréquence de la sonde : 3.0MHz +/- 10%
- Puissance de sortie ultrasons : < 10mW
- Aire rayonnante du capteur : 157 mm² +/- 15%

Conditions optimales

- Utilisation : T°C : 5°C à 40°C – Stockage : -20°C à +60°C
- Humidité ambiante : 30% à 80%
- Pression atmosphérique : 70kPa à 1060kPa



**Permet de détecter le rythme cardiaque du fœtus
à partir de 12 semaines**

MANCHETTES A PRESSION REUTILISABLES

Existe en trois tailles de poche
500, 1000 et 3000 ml

REFERENCE OFMT-PI/05B - Manchette à pression **500ml**

Avec poire de gonflage et manomètre

55,00 €UHT

REFERENCE OFMT-PI/10B - Manchette à pression **1000ml**

Avec poire de gonflage et manomètre

60,00 €UHT

REFERENCE OFMT-PI/30 - Manchette à pression **3000ml**

Avec poire de gonflage et manomètre

Forme de poche avec fermeture éclair

95,00 €UHT



**EGALEMENT DISPONIBLES EN
MANCHETTES PATIENT UNIQUE**
Brochure disponible sur demande



INFLATEUR DE PRESSION

MODELE 6TM-01



- Manomètre de précision gradué de 0 à 120 cm H₂O
- Mécanisme en laiton qualité horlogère
- Poire de gonflage en PVC **sans LATEX**
- Raccordement par raccord cône standard Luer



Pour le contrôle et la gonflage des ballonnets de tubes laryngés et sondes endotrachéales

120,00 €UHT

ACCESSOIRES DE DIAGNOSTIC



Stéthoscopes

Large gamme de stéthoscopes simple ou double pavillon pour adultes et enfants



Balances

Large gamme de balances pour bébés et pour adultes



Otoscopes

Large gamme d'otoscopes conventionnels et LED



Dermatoscopes

Large gamme avec diverses configurations
Lampes disponibles



NOUVEAU !



Vidéo-laryngoscope

Intubation rapide et fiable

**1 écran = 2 possibilités
lames à usage unique
ou
lames réutilisables**



Ophthalmoscopes

Directs ou indirects avec éclairage conventionnel ou à LED



Lampes LID

Large gamme de lampes d'examens LID (Bella 17W, Carla 4.2W, Hepta 7W)

GAMME BRASSARDS

- 20 Deux gammes de brassards réutilisables
- 21-22 Configuration brassards réutilisables par marque et modèle
- 23 Brassards patient unique
- 24-25 Tuyaux simple et double tubulure
- 26 Raccords brassards et tuyaux



BRASSARDS REUTILISABLES

DEUX GAMMES

Une gamme sans chambre constituée de brassards de couleur bleue

PATIENT	Circonférence membre	Taille (IxL) du brassard	Simple tube	Double tube	PRIX €UHT
Cuisse	44-55 cm	20.6x79 cm	0M5306	0M5406	13.50
Adulte large	35-45 cm	16.6x66.5 cm	0M5305	0M5405	13.50
Adulte long	26-35.5/45 cm	13.5x66 cm	0M5304L	0M5404L	13.50
Adule	26-35.5 cm	13.5x51.5 cm	0M5304	0M5404	13.50
Enfant	21-27 cm	10.5x41.5 cm	0M5303	0M5403	13.50
Bébé	13-21.5 cm	8.2x30.5 cm	0M5302	0M5402	13.50
Nourrisson	9-14.5 cm	5.7x21.5 cm	0M5301	0M5401	13.50



Une autre gamme avec chambre constituée de brassards de différentes couleurs selon les tailles de patients

PATIENT	Circonférence membre	Taille (IxL) du brassard	Simple tube	Double tube	PRIX €UHT
Cuisse	44-53 cm	21.3x74 cm	0M5116	0M5216	13.50
Adulte large	35-44 cm	17.4x55 cm	0M5115	0M5215	13.50
Adulte long	27-35/44 cm	15.4x55.3 cm	0M5114L	0M5214L	13.50
Adule	27-35 cm	14.4x49.5 cm	0M5114	0M5214	13.50
Enfant	21-27 cm	11.4x39.2 cm	0M5113	0M5213	13.50
Bébé	14-21 cm	9.4x29.7 cm	0M5112	0M5212	13.50
Nourrisson	9-14 cm	6.5x20.8 cm	0M5111	0M5211	13.50



Les connecteurs sont inclus dans le prix à 13.50 HT et sont montés sur les brassards

PRATIQUE ! Les brassards en taille adulte (27-35cm) existent également en **brassard long**.

CONFIGURATION BRASSARDS REUTILISABLES PAR MARQUE ET MODELE

MARQUE	NOMBRE DE TUBE	CONNECTEUR		
BRUKER ODAM (SCHILLER)				
Tout modèle	1	BP23 ou CT-150		
CAS				
Tout modèle	1	BP23		
COLLIN				
BP88S	1	BP32		
8800	1	CT-149		
CRITICARE-CSI				
507	2	CT-165X2		
507, 508, SCOLAR II	1	CT-149		
SCOLAR II Nouvelle Génération	1	CT-161		
DATASCOPE				
ACUTOR 1/2/3/4/ PLUS/3000/ EXPERT MR/ PASSPORT/PASSPORT XG	1	CT-149		
ACUTOR PLUS/PASSPORT 2/PASSPORT 2LT	1	CT-161		
DATEX-OHMEDA				
AS/3, CS/3, CARDIOCAP II, LIGHT MONITOR/S5	2	CT-164+CT-163		
DRAGER				
INFINITY ancienne génération	1	CT-161		

MARQUE	NOMBRE DE TUBE	CONNECTEUR		
DRAGER				
INFINITY nouvelle génération	1	BP45		Brassard à 18 € HT pour ce connecteur
FUKUDA DENSHI				
DS3300	2	CT-165X2		
GE MEDICAL SYSTEMS				
CRITICON/ DINAMAP 8100, 9300XL, CTI6346SX (adulte) V100	2	CT-165X2		
CRITICON/ DINAMAP 8100, 9300XL, CTI6346SX (neo)	2	CT-168X2		
B650/850	2	CT-164+CT-163		
MARQUETTE EAGLE 3000/4000/SOLAR TRAM 100/200/300/ 400/450/451/800/851 DASH 2000/3000/4000/5000	2	CT-163X2		
Nouvelle génération	2	BP44		
HEWLETT PACKARD - VOIR PHILIPS MEDICAL				
INVIVO RESEARCH				
1400/5600/MILENIA	2	CT-165X2		
KONTRON	2	CT-165X2		
MALLINCKRODT				
NELLCOR 3100/4000	1	CT-161		

MARQUE	NOMBRE DE TUBE	CONNECTEUR	
MARQUETTE VOIR GE MEDICAL SYSTEMS			
M.D.E.			
ESCORT SERIES	2	CT-165X2	
MENNEN			
HORIZON XLO	2	CT-165X2	
VITALOGIK 5000/5500/ENVOY ENMOVE 1200	1	CT-161	
AMPHORA (nouvelle génération)	1	BP23	
AMPHORA (ancienne génération)	1	CT-150	
MINDRAY			
PM5000/6000 8000/9000	1	CT-161	
NELLCOR - VOIR MALLINCKRODT			
NIHON KOHDEN			
PROCYON/iPRO	1	CT-164	
LIFESCOPE BSM 2301/2303/4101/4103/4111	2	CT-164	
LIFESCOPE BSM 2301/2303/4101/4103/4111	1	CT-164	

MARQUE	NOMBRE DE TUBE	CONNECTEUR	
PHILIPS MEDICAL			
78352A/C	1	CT-161	
SCHILLER			
ARGUS TM7	1	CT-149	
SIEMENS			
Tout modèle	1	CT-161	
90496 (adulte)	1	CT-161	
90496 (neonat)	1	CT-152	
Tout modèle (double tube)	2	CT-165X2	
Tout modèle excepté PCI (SINGLE LUER)	1	CT-161	
WELCH ALLYN			
ATLAS (avec brassards LUER)	1	CT-149	
ATLAS (avec brassards traités)	1	CT-165	
PROTOCOL/PROPAQ	1	CT-165	
PROTOCOL	1	CT-163	
SPOT VITAL SIGNS LXi	2	CT-165	

BRASSARDS PATIENT UNIQUE

SIMPLE TUBE/DOUBLE TUBE

CONDITIONNEMENT PAR BOITE DE 10 BRASSARDS



Pour les tailles 1 à 5 (simple et double tube), les brassards sont fournis avec des connecteurs Luer lock lisses(CT168)

BRASSARDS PNI PATIENT UNIQUE SIMPLE TUBE

REFERENCE	DESCRIPTION	CIRCONFERENCE	PRIX UHT	COULEUR
M5547	Cuisse	44-55 cm	5.80	blanc
M5546	Adulte large	35-45 cm	5.55	
M5545	Adulte	26-35.5 cm	5.55	
M5544	Petit adulte	21-27 cm	5.20	
M5543	Enfant	13-21.5 cm	5.20	
M5542	Bébé (taille brassard 5.7x21.5 cm)	9-14.5 cm	5.20	
M5541-5	Enfant - taille 5(taille brassard 6x25 cm)	9-14.5 cm	4.15	
M5541-4	Neonat extra large - taille 4	7-13 cm	4.15	
M5541-3	Neonat large - taille 3	6-11 cm	4.15	
M5541-2	Neonat moyen - taille 2	4-8 cm	4.15	
M5541-1	Neonat petit - taille 1	3-3.5 cm	4.15	

BRASSARDS PNI PATIENT UNIQUE SIMPLE TUBE

MARQUE	CONNECTEUR
CAS 740-750, Criticare 508, Datascope Accutor Plus & Passport 2, Philips/HP Siemens, Spacelabs	
BCI, Colin, Datascope, Passport XG et Expert, Nihon Kohden, Lifescope 9&12, Welch Allyn Vital Signs, Atlas	 CT150
Welch Allyn Vital Signs, Atlas	 CT165
Welch Allyn protocol Propaq	 CT163
PHILIPS nouvelle génération pour brassard néonate UNIQUEMENT	 CT166

BRASSARDS PNI PATIENT UNIQUE DOUBLE TUBE

REFERENCE	DESCRIPTION	CIRCONFERENCE	PRIX UHT	COULEUR
M5647	Cuisse	44-55 cm	7.65	blanc
M5646	Adulte large	35-45 cm	7.40	
M5645	Adulte	26-35.5 cm	7.40	
M5644	Petit adulte	21-27 cm	7.15	
M5643	Enfant	13-21.5 cm	7.15	
M5642	Bébé (taille brassard 5.7x21.5 cm)	9-14.5 cm	7.15	
M5641-5	Enfant - taille 5(taille brassard 6x25 cm)	9-14.5 cm	6.00	
M5641-4	Neonat extra large - taille 4	7-13 cm	6.00	
M5641-3	Neonat large - taille 3	6-11 cm	6.00	
M5641-2	Neonat moyen - taille 2	4-8 cm	6.00	
M5641-1	Neonat petit - taille 1	3-3.5 cm	6.00	

BRASSARDS PNI PATIENT UNIQUE DOUBLE TUBE

MARQUE	CONNECTEUR
Critikon, Dinamap, Criticare 507, Invivo resresearch, MDE, Nihon Kohden Lifescope L, Spacelabs	 CT165/165
Datex Ohmeda	 CT164/163
GE Medical Eagle 4000, Tram 100/200/300	 CT163/163

TUYAUX DOUBLE TUBULURE

MODELE/MARQUE	REFERENCE	TARIF €HT	TUYAU COTE MONITEUR	TUYAU COTE BRASSARD	CONNECTEUR COTE BRASSARD
GE DATEX OHMEDA dinaclick	DBP47BP24	43.00			
GE-Dash, Eagle, SOLAR Tram 400/450/451/800/850/851, Coro 120	DBP1718/BP24	43.00			
GE-Dash, Eagle, SOLAR Tram 400/450/451/800/850/851, Coro 120	DBP1717/BP24	48.00			
GE-Datex, AS/3, CS/3, S/5 Cardiocap 5/II, Light dinaclick	DBP47/BP22	40.00			
GE-Datex, AS/3, CS/3, S/5 Cardiocap 5/II, Light	DBP1718/BP22	45.00			
GE-Datex, AS/3, CS/3, S/5 Cardiocap 5/II, Light	DBP1717/BP22	38.00			
GE-Dinamap Pro, Compact, MPS Pro Care series	DBP0909BP25	43.00			
GE-Dinamap Pro, Compact, MPS Pro Care series dinaclick	DBP47BP25	43.00			
NIHON KOHDEN BSM2300 Lifescope i/L BSM4100 Lifescope P/ BSM5100 Lifescope A BSM9510 Lifescope M / BSM9880 Lifescope	DBP1818/BP35	54.00			
Welch Allyn Spot LXI Connex Spot, Connex Vital Sign	DBP0909BP48	50.00			

TUYAUX SIMPLE TUBULURE

MODELE/MARQUE	REFERENCE	TARIF €HT	TUYAU COTE MONITEUR	TUYAU COTE BRASSARD	CONNECTEUR COTE BRASSARD
PHILIPS A1/A3 MINDRAY SERIE PM, MEC, VS800 SPACELABS ULTRAVIEW	SBP15BP15	32.00			
PHILIPS tout modèle sauf A1/A3 MINDRAY SERIE IPM, Imec, BENEVIEW, Def BeneHeart, VS600, VS900	SBP16BP15	32.00			
DRAGER, Siemens SC6000/7000/8000/9000 Infinity	SBP40/BP15	42.00			
DRAGER, Siemes SC6000/7000/8000/9000 Infinity	SBP40/BP46	65.00			
COLIN BP8800/BP88NEXT	SBP31/BP32	32.00			
PHYSIO-CONTROL LIFEPACK 20 SCHILLER ARGUS LCM, LCM+, ARGUS PRO, ARGUS LCX	SBP12BP15	30.00			
PHILIPS néonate nouvelle génération	SM5146-155N	32.00			
SCHILLER ARGUS VCM	SBP09BP09	30.00			
WELCH ALLYN ATLAS	SBP04BP09	32.00			
ZOLL SERIE X/M/R/R PLUS	SBP17BP15	32.00			

							
BP01	CT-165	CT-150	CT-149/BP04	CT-152/BP06	BP07	CT157/BP09	BP09-P
2,00PUHT	3,00PUHT	2,00PUHT	10,50PUHT	2,00PUHT	8,00PUHT	6,00PUHT	6,00PUHT
Capuchon pour décontamination	BP09	CT-152	BP07	BP03	BP04	BP02	CT-165
							
CT-161	CT-162/BP12-P	BP15	BP16	CT-164/BP17	CT-163/BP18	CT168/BP20	BP21
2,00PUHT	2,00PUHT	10,00PUHT	10,00PUHT	3,00PUHT	3,00PUHT	2,00PUHT	6,00PUHT
BP15	BP15	CT161 et BP12-P		CT-163	CT-164	BP30	BP29
							
BP22	BP23	BP24	CT-142/BP25	BP30	BP31	CT154/BP32	BP35
11,40PUHT	3,00PUHT	13,00PUHT	17,00PUHT	3,00PUHT	4,50PUHT	4,50PUHT	13,00PUHT
	BP30			CT-183	BP32	BP31	
							
BP40	BP44	Connecteurs pour DRAGER		Connecteurs pour GE dinaclick		BP50	Y-ADP
16,00PUHT	2,00PUHT	BP45	BP46	BP47	BP49	2,00PUHT	10,00PUHT
	BP47 ET BP49	9,00PUHT	17,00PUHT	20,00PUHT	15,00PUHT		
							
BP60/CT-166	CT-155	CT171-1	CT160-1				
2,00PUHT	5,00PUHT	2,00PUHT	2,00PUHT				
CT155	BP60/CT166						



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

CABLES D'EXTENSION

CAPTEURS SPO2 USAGE UNIQUE

- 28 Différents types de capteurs réutilisables
- 29 Configuration capteurs réutilisables par marque et technologie
- 30-54 Gamme de de capteurs réutilisables
- 55-59 Capteurs SPO2 à usage unique



DIFFERENTS TYPES DE CAPTEURS REUTILISABLES



CAPTEUR CLIP DOIGT ADULTE
SPRA

Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application adulte >40 kg
à appliquer sur l'index ou autre doigt



CAPTEUR CLIP DOIGT enfant
SPRE

Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application enfant 10-40 kg
à appliquer sur l'index ou autre doigt



CAPTEUR SPO2 SOUPLE ADULTE DOIGT
SPSA

Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application adulte >40 kg
à appliquer sur l'index ou autre doigt



CAPTEUR SPO2 SOUPLE ENFANT DOIGT
SPSE

Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application enfant 10-40 kg
à appliquer sur l'index ou autre doigt



CAPTEUR SPO2 SOUPLE PETIT ENFANT
DOIGT réutilisable

SPSPE
Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application enfant 3-15 kg
à appliquer sur l'index ou autre doigt



CAPTEUR SPO2 SOUPLE NEONAT
DOIGT réutilisable
SPSN

Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application enfant 3-15 kg/ NEONAT
1-4 Kg
Application enfant/gros orteil ;
NEONAT/pied



CAPTEUR OREILLE réutilisable
SPOR

Longueur du câble : 0.90cm ou 3m
Application adulte >40 kg
enfant 10-40 kg

MARQUES ET TECHNOLOGIES	PAGE
BIOMEDISYST/BIOLIGHT Capteurs SPO2 Technologie BIOLIGHT	30
DRAGER/DRAGER-SIEMENS	31-32
EDAN iM3 et M3/M3A	33-34
GENERAL ELECTRIC – GE DATEX	35-36
GENERAL ELECTRIC – GE DATEX OHMEDA	37-38
GENERAL ELECTRIC – GE OHMEDA TRUSAT/TRUSAT TD	39
GENERAL ELECTRIC – OHMEDA TUFFSAT	40
GENERAL ELECTRIC – GE Marquette	41-42
GENERAL ELECTRIC – DINAMAP	43
MINDRAY	44-47
NELCOR	48-49
NIHON KOHDEN	50-51
PHILIPS/HP/AGILENT	52-54



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

BIOMEDISYST/BIOLIGHT M800/M860/V6/V9/Série M et A



CAPTEURS SPO2 à utiliser avec câbles d'extension

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/BLT 90 cm	SPSA/BLT 90 cm	SPRE/BLT 90 cm	SPSE/BLT 90 cm	SPSPE/BLT 90 cm	SPSN/BLT 90 cm	SPOR/BLT 90 cm
55,00€HT	55,00€HT	55,00€HT	60,00€HT	60,00€HT	60,00€HT	60,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CABLES D'EXTENSION

V6 / SERIE M / SERIE A
SPEXT230 2.4 m
40,00€HT





CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

DRAGER/DRAGER-SIEMENS

Technologie NELLCOR INFINITY VISTA, DELTA, GAMMA, KAPPA MULTIMED POD5, SIEMENS SC 6002XL, SC7000/8000/SC9000XL



CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/DRA-3M 3m	SPSA/DRA-3M 3m	SPRE/DRA-3M 3m	SPSE/DRA-3M 3m	SPSPE/DRA-3M 3m	SPSN/DRA-3M 3m	SPOR/DRA-3M 3m
51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPRA/DRA-3M



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

DRAGER/DRAGER-SIEMENS

CAPTEURS SPO2 à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
Technologie NELLCOR OXISMART® 							
	SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/ NOS 90 cm	SPSN/ NOS 90 cm	SPOR/ NOS 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
(OXIMAX™) 	DS100A SPRA/ NOM 90 cm	SPSA/ NOM 90 cm	SPRE/ NOM 90 cm	SPSE/ NOM 90 cm	SPSPE/ NOM 90 cm	SPSN/ NOM 90 cm	SPOR/ NOM 90 cm
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

CABLES D'EXTENSION

 NELLCOR®		 NELLCOR OXIMAX®	
INFINITY VISTA, DELTA, GAMMA, KAPPA MULTIMED POD5, SIEMENS SC 6002XL, SC7000/8000/SC9000XL		INFINITY VISTA, DELTA, GAMMA, KAPPA MULTIMED POD6 et OR, SIEMENS SC 6002XL, SC7000/8000/SC9000XL	
SPEXT138 2.4 m	SPEXT168 1 m	SPEXT218 2.4 m	SPEXT219 1 m
34€HT	34€HT	48€HT	48€HT



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

EDAN iM3

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
	SPRA/EDIM3-3M 3m	SPSA/EDIM3-3M 3m	SPRE/EDIM3-3M 3m	SPSE/EDIM3-3M 3m	SPSPE/EDIM3-3M 3m	SPSN/EDIM3-3M 3m	SPOR/EDIM3-3M 3m
	46,00€HT	57,00€HT	46,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT

EDAN M3/M3A

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
	SPRA/EDAM3-3M 3m	SPSA/EDAM3-3M 3m	SPRE/EDAM3-3M 3m	SPSE/EDAM3-3M 3m	SPSPE/EDAM3-3M 3m	SPSN/EDAM3-3M 3m	SPOR/EDAM3-3M 3m
	46,00€HT	57,00€HT	46,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT

CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

EDAN iM3

EDAN M3/M3A



CAPTEURS SPO2, à utiliser avec câbles d'extension

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/NOS 90 cm	SPSN/NOS 90 cm	SPOR/NOS 90 cm
34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CABLE D'EXTENSION iM3

REFERENCE	SPEXT160 2.4 m
PRIX U€HT	40.00€HT



CABLE D'EXTENSION M3/M3A

REFERENCE	SPEXT106 2.4 m
PRIX U€HT	24.00€HT





CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

GE DATEX S5/AS/3, CS/3, CH/S, CH/2S, CH/RS, CG/2S, CG/2CS CARDIOCAP 1, 2, 5, CAPNOMAC ULTIMA, LIGHT MONITOR, M-ESTPR, OSCAR II, OSP 200, SATLITE TRANS, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTSOO

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
 Câble de 3m							
	SPRA/DTX-3M 3M	SPSA/DTX-3M 3M	SPRE/DTX-3M 3M	SPSE/DTX-3M 3M	SPSPE/DTX-3M 3M	SPSN/DTX-3M 3M	SPOR/DTX-3M 3M
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CAPTEURS SPO2 à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
GE DATEX S5/AS/3,CS/3, CH/S, CH/2S, CH/RS, CG/2S, CG/2CS CARDIOCAP 1, 2, 5, CAPNOMAC ULTIMA, LIGHT MONITOR, M-ESTPR, OSCAR II, OSP 200, SATLITE TRANS, ULTSVI, ULTSVO, ULTSIO, ULTSOO 							
	SPRA/DTX 90 cm	SPSA/DTX 90 cm	SPRE/DTX 90 cm	SPSE/DTX 90 cm	SPSPE/DTX 90 cm	SPSN/DTX 90 cm	SPOR/DTX 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
Technologie TruSignal® 	SPRA/TS 90 cm	SPSA/TS 90 cm	SPRE/TS 90 cm	SPSE/TS 90 cm	SPSPE/TS 90 cm	SPSN/TS 90 cm	SPOR/TS 90 cm
	62,00€HT	74,00€HT	62,00€HT	74,00€HT	74,00€HT	74,00€HT	74,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CABLES D'EXTENSION GE DATEX

	
TS-N3 DATEX	GE DATEX
SPEXT204 2,4m	SPEXT111 2,4m
62,00€HT	34,00€HT



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

GE DATEX OHMEDA SERIE S5, i4, TruSignal Ohmeda, COROMETRICS 259
DINAMAP V100/CARESCAPE B450/B650/V100,B20/30/40



CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/TS-3M 3m	SPSA/TS-3M 3m	SPRE/TS-3M 3m	SPSE/TS-3M 3m	SPSPE/TS-3M 3m	SPSN/TS-3M 3m	SPOR/TS-3M 3m
79,00€HT	91,00€HT	79,00€HT	91,00€HT	91,00€HT	91,00€HT	91,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



CAPTEURS SPO2 à utiliser avec câbles d'extension

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/TS 90 cm	SPSA/TS 90 cm	SPRE/TS 90 cm	SPSE/TS 90 cm	SPSPE/TS 90 cm	SPSN/TS 90 cm	SPOR/TS 90 cm
62,00€HT	74,00€HT	62,00€HT	74,00€HT	74,00€HT	74,00€HT	74,00€HT



SPRA/TS

CABLES D'EXTENSION GE DATEX OHMEDA


SPEXT202 2.4 m
62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPEXT202



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

GE OHMEDA TRUSAT/TRUSAT TD



CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/TRS-3M 3m	SPSA/TRS-3M 3m	SPRE/TRS-3M 3m	SPSE/TRS-3M 3m	SPSPE/TRS-3M 3m	SPSN/TRS-3M 3m	SPOR/TRS-3M 3m
79,00€HT	91,00€HT	79,00€HT	91,00€HT	91,00€HT	91,00€HT	91,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

GENERAL ELECTRIC OHMEDA TUFFSAT



CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/OHM-3M 3m	SPSA/OHM-3M 3m	SPRE/OHM-3M 3m	SPSE/OHM-3M 3m	SPSPE/OHM-3M 3m	SPSN/OHM-3M 3m	SPOR/OHM-3M 3m
51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT
SPRA/OHM 90 cm	SPSA/OHM 90 cm	SPRE/OHM 90 cm	SPSE/OHM 90 cm	SPSPE/OHM 90 cm	SPSN/OHM 90 cm	SPOR/OHM 90 cm
46,00€HT	57,00€HT	46,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

GE MARQUETTE EAGLE 1000/3000/4000, DASH 2000/3000/4000, SOLAR8000/8000M, I/9500 (TRAM MODULE 451 / 451N / 851/851N, COROMETRICS 120/2120, CARDIOLAP, MACLAB, RESPONDER 3000

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
GE MARQUETTE  							
	SPRA/MRQ-3M 3m	SPSA/MRQ-3M 3m	SPRE/MRQ-3M 3m	SPSE/MRQ-3M 3m	SPSPE/MRQ-3M 3m	SPSN/MRQ-3M 3m	SPOR/MRQ-3M 3m
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT
NELCOR OXIMAX®  	SPRA/MRQO-3M 3m	SPSA/MRQO-3M 3m	SPRE/MRQO-3M 3m	SPSE/MRQO-3M 3m	SPSPE/MRQO-3M 3m	SPSN/MRQO-3M 3m	SPOR/MRQO-3M 3m
	79,00€HT	91,00€HT	79,00€HT	91,00€HT	91,00€HT	91,00€HT	91,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CAPTEURS SPO2 à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
Technologie NELLCOR OXISMART® 							
	SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/ NOS 90 cm	SPSN/ NOS 90 cm	SPOR/ NOS 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
(OXIMAX™) 	DS100A SPRA/ NOM 90 cm	SPSA/ NOM 90 cm	SPRE/ NOM 90 cm	SPSE/ NOM 90 cm	SPSPE/ NOM 90 cm	SPSN/ NOM 90 cm	SPOR/ NOM 90 cm
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT



EAGLE 1000/3000/4000, DASH 2000/3000/4000, SOLAR8000/8000M, I/9500 (TRAM MODULE 451 / 451N /851/851N, COROMETRICS 120/2120, CARDIOLAP,MACLAB, RESPONDER 3000



DASH 2500/ 3000/ /4000 /5000 /SOLAR 8000/8000M, I/9500 (TRAM MODULE 451N5/851N5, COROMETRICS 250

CABLES D'EXTENSION

	
NELLCOR OXISMART®	NELLCOR OXIMAX®
SPEXT161 2.4 m	SPEXT163 2,4m
34,00€HT	46,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

GE DINAMAP (Technologie NELLCOR®)

CAPTEURS SPO2 à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
DINAMAP PRO series V1, PRO 1000 V2 (OXISMART) 							
	SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/ NOS 90 cm	SPSN/ NOS 90 cm	SPOR/ NOS 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	55,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
Procure, Pro series V2, proMap, Pro3000/1000/1000V3, Dinamap Compact, (OXIMAX™) 	DS100A SPRA/ NOM 90 cm	SPSA/ NOM 90 cm	SPRE/ NOM 90 cm	SPSE/ NOM 90 cm	SPSPE/ NOM 90 cm	SPSN/ NOM 90 cm	SPOR/ NOM 90 cm
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

CABLES D'EXTENSION

			
DINAMAP PRO series V1, PRO 1000 V2 (OXISMART®)	Procure, Pro series V2, proMap, Pro3000/1000/1000V3 (OXIMAX®)	DINAMAP Compact, MPS (OXIMAX®)	
SPEXT148 2.4 m	SPEXT149 2,4m	SPEXT140 (2,4m)	SPEXT130 (1,2m)
34,00€HT	40,00€HT	29,00€HT	27,00€HT



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

MINDRAY

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
PM-509B, 600, 5000, 6000, 8000, 9000, VS 800, MEC 1000, 2000 							
	SPRA/MND-3M 3m	SPSA/MND-3M 3m	SPRE/ MND-3M 3m	SPSE/ MND-3M 3m	SPSPE/MND-3M 3m	SPSN/MND-3M 3m	SPOR/MND-3M 3m
	46,00€HT	57,00€HT	46,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT
NELLCOR OXIMAX 	SPRA/MNDO-3M 3m	SPSA/MNDO-3M 3m	SPRE/MNDO-3M 3m	SPSE/MNDO-3M 3m	SPSPE/MNDO-3M 3m	SPSN/MNDO-3M 3m	SPOR/MNDO-3M 3m
	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPRA/MNDO-3M

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
BeneViewT1/T5/T6/T8/T9 IPM9800/12/10/8,iMEC 12/10/8, VS600, VS900 							
	SPRA/MT5-3M 3m	SPSA/MT5-3M 3m	SPRE/ MT5-3M 3m	SPSE/ MT5-3M 3m	SPSPE/MT5-3M 3m	SPSN/MT5-3M 3m	SPOR/MT5-3M 3m
	46,00€HT	57,00€HT	46,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT
NELLCOR OXIMAX 	SPRA/MT5O-3M 3m	SPSA/MT5O-3M 3m	SPRE/MT5O-3M 3m	SPSE/MT5O-3M 3m	SPSPE/MT5O-3M 3m	SPSN/MT5O-3M 3m	SPOR/MT5O-3M 3m
	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPRA/MT5-3M

CAPTEURS SPO2, à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
PM-509B, 600, 5000, 6000, 8000, 9000, VS600/800/900, MEC 1000, 2000/T5/ T8/503/507/508/509 							
	SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/NOS 90 cm	SPSN/NOS 90 cm	SPOR/NOS 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
PM-509B, 600, 5000, 6000, 8000, 9000, VS600/800/900, MEC 1000, 2000/T5/T8 (OXIMAX™) 	DS100A SPRA/NOM 90 cm	SPSA/NOM 90 cm	SPRE/NOM 90 cm	SPSE/NOM 90 cm	SPSPE/NOM 90 cm	SPSN/NOM 90 cm	SPOR/NOM 90 cm
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPRA/NOS



SPRA/NOM

CABLES D'EXTENSION

Technologie NELLCOR	Technologie NELLCOR	Technologie NELLCOR OXIMAX	Technologie NELLCOR
			
PM 9000, MEC509B	5000-6000-8000	BeneViewT1/T5/T6/T8/T9 IPM9800/12/10/8, iMEC 12/10/8, VS600, VS900	BeneViewT1/T5/T6/T8/T9 IPM9800/12/10/8, iMEC 12/10/8, VS600, VS900 Technologie NELLCOR
SPEXT116 (2,4m)	SPEXT136 (2,4m)	SPEXT167 (2,4m)	SPEXT160 (2,4m)
46,00€HT	34,00€HT	40,00€HT	40,00€HT
CONNECTEURS COTE CAPTEUR			
			

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

	
PM 6000/7000/8000/9000, MEC1000/1200/2000, VS800 Technologie NELLCOR	PM 6000/7000/8000/9000, MEC1000/1200/2000, VS800 Technologie NELLCOR OXIMAX
SPEXT106 2,4 m	SPEXT206 2,4 m
24,00€HT	40,00€HT



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

NELLCOR

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC , se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
NPB-209/5, N-390, N-3000, N-6000 (OXISMART) 							
	SPRA/NOS-LN 3m	SPSA/NOS-LN 3m	SPRE/ NOS-LN 3m	SPSE/ NOS-LN 3m	SPSPE/NOS-LN 3m	SPSN/NOS-LN 3m	SPOR/NOS-LN 3m
	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT
N-595, N-550 (OXIMAX™) 	SPRA/NOM-LO 3m	SPSA/NOM-LO 3m	SPRE/NOM-LO 3m	SPSE/NOM-LO 3m	SPSPE/NOM-LO 3m	SPSN/NOM-LO 3m	SPOR/NOM-LO 3m
	89,00€HT	96,00€HT	96,00€HT	96,00€HT	96,00€HT	96,00€HT	96,00€HT
Autres modèles 	SPRA/NOS-3M 3m	SPSA/NOS-3M 3m	SPRE/NOS-3M 3m	SPSE/NOS-3M 3m	SPSPE/NOS-3M 3m	SPSN/NOS-3M 3m	SPOR/NOS-3M 3m
	38,00€HT	49,00€HT	38,00€HT	49,00€HT	49,00€HT	49,00€HT	49,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CAPTEURS SPO2, à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
NPB-209/5, N-390, N-3000, N-6000 (OXISMART) 							
	SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/NOS 90 cm	SPSN/NOS 90 cm	SPOR/NOS 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
N-595, N-550 (OXIMAX™) 	DS100A SPRA/NOM 90 cm	SPSA/NOM 90 cm	SPRE/NOM 90 cm	SPSE/NOM 90 cm	SPSPE/NOM 90 cm	SPSN/NOM 90 cm	SPOR/NOM 90 cm
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

CABLES D'EXTENSION

					
NPB-209/5, N-390, N-3000, N-6000 (OXISMART) Technologie NELLCOR	N-595, N-550 (OXIMAX) Technologie NELLCOR OXIMAX	Autres modèles		Technologie NELLCOR OXIMAX	
SPEXT148 2,40 m	SPEXT149 2,40 m	SPEXT104 2,40 m	SPEXT110 1,20 m	SPEXT140 2,40 m	SPEXT130 1,20 m
34,00€HT	40,00€HT	21,00€HT	19,00€HT	29,00€HT	27,00€HT



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

NIHON KOHDEN BSM-2301K, 2303K, 4103, 9510J/K



CAPTEURS SPO2 MONOBLOC, se branchent directement sur le moniteur

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/NKN-3M 3m	SPSA/NKN-3M 3m	SPRE/NKN-3M 3m	SPSE/NKN-3M 3m	SPSPE/NKN-3M 3m	SPSN/NKN-3M 3m	SPOR/NKN-3M 3m
62,00€HT	74,00€HT	62,00€HT	74,00€HT	74,00€HT	74,00€HT	74,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPRA/NKN-3M



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

NIHON KOHDEN BSM-2301K, 2303K, 4103, 9510J/KOLV2700K, OLV3100K, OPVI500K



CAPTEURS SPO2, à utiliser avec câbles d'extension

Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
						
SPRA/NKN 90cm	SPSA/NKN 90cm	SPRE/NKN 90cm	SPSE/NKN 90cm	SPSPE/NKN 90cm	SPSN/NKN 90cm	SPOR/NKN 90cm
34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

CABLES D'EXTENSION

BSM-2301K, 2303K, 4103, 9510J/K
SPEXT122 2,4m
51,00€HT









SPEXT122



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

PHILIPS/HP/AGILENT

CAPTEURS SPO2 MONOBLOC , se branchent directement sur le moniteur

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
78352A/C, 78354 A/C, MERLIN M1020A, M1024A, M1025A/B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732 A/B, M2475B, MIRACLE SYSTEM 							
	SPRA/HPB-3M 3m	SPSA/HPB-3M 3m	SPRE/HPB-3M 3m	SPSE/HPB-3M 3m	SPSPE/HPB-3M 3m	SPSN/HPB-3M 3m	SPOR/HPB-3M 3m
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT
VIRIDIAM3/M4/ MP20/30/40/50/60/70/90 M3000A/30001A/300A/473 5A/2600A/2601A 							
	SPRA/HPS-3M 3m	SPSA/HPS-3M 3m	SPRE/HPS-3M 3m	SPSE/HPS-3M 3m	SPSPE/HPS-3M 3m	SPSN/HPS-3M 3m	SPOR/HPS-3M 3m
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT
M1020A,B M1024A, M1025A/B, M1205A, M1350B, M1722A/B, 							
	SPRA/HPS 1m	SPSA/HPS 1m	SPRE/HPS 1m	SPSE/HPS 1m	SPSPE/HPS 1m	SPSN/HPS 1m	SPOR/HPS 1m
46,00€HT	57,00€HT	46,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	57,00€HT	

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant



SPRA/HPS



CAPTEURS SPO2 REUTILISABLES

PHILIPS/HP/AGILENT

CAPTEURS SPO2, à utiliser avec câbles d'extension

MODELE	Clip doigt adulte	Souple silicone doux adulte	Clip doigt enfant	Souple silicone doux enfant	Souple silicone doux petit enfant	Souple silicone doux neonat	avec clip oreille
78352A/C, 78354 A/C, MERLIN M1020A, M1024A, M1025A/B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732 A/B, M2475B, MIRACLE SYSTEM/ VIRIDIA A1: M3921A/ M3923A, A3 M3927A/ M3929A TECHNOLOGIE NELLCOR 							
	SPRA/NOS 90 cm	SPSA/NOS 90 cm	SPRE/ NOS 90 cm	SPSE/ NOS 90 cm	SPSPE/NOS 90 cm	SPSN/NOS 90 cm	SPOR/NOS 90 cm
	34,00€HT	46,00€HT	34,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT	46,00€HT
VIRIDIA M3/M4/ MP20/30/40/50/60/70/90 / M3000A/30001A/3500A/ 4735A/2600A/2601A TECHNOLOGIE OXIMAX 	DS100A SPRA/NOM 90 cm	SPSA/NOM 90 cm	SPRE/NOM 90 cm	SPSE/NOM 90 cm	SPSPE/NOM 90 cm	SPSN/NOM 90 cm	SPOR/NOM 90 cm
	51,00€HT	62,00€HT	51,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT	62,00€HT

Les marques citées sont la propriété respective de leur fabricant

SPRA/NOS



SPRA/NOM



CABLES D'EXTENSION

					
78352A/C, 78354 A/C, MERLIN M1020A, M1024A, M1025A/B, M1205A, M1350B, M1722A/B, M1732 A/B, M2475B, MIRACLE SYSTEM		VIRIDIA M3/M4/MP20/30/40/50/60/70/90/ M3000A/30001A/3500A/ 4735A/2600A/2601A		VIRIDIA A1 : M3921A/M3923A, A3 : M3927A/M3929A	
SPEXT125 Technologie NELLCOR 2,4m	SPEXT127 2,4m	SPEXT126 Technologie NELLCOR 2,4m	SPEXT128 (2,4m)	SPEXT223 Technologie NELLCOR oximax 2,4m	SPEXT104 Technologie NELLCOR 2,4m
34,00€HT	34,00€ HT	34,00€HT	34,00€HT	43,00€HT	21,00€HT
CONNECTEURS COTE CAPTEUR					
					



SPEXT125



SPEXT126



SPEXT127



SPEXT128



CAPTEURS SPO2 A USAGE UNIQUE

INFORMATIONS TECHNIQUES SUR LES CAPTEURS SPO2 USAGE UNIQUE

Les capteurs SPO2 usage unique sont idéaux pour l'utilisation dans des situations où les risques de contamination sont importants.


Les capteurs SPO2 sont fabriqués avec des câbles blindés souples, des composants électroniques de très haute précision, ainsi que des rubans adhésifs de type 3M FABRIC et MICROFOAM. Ces rubans adhésifs augmentent le confort du patient et permettent un repositionnement rapide.

La gamme consiste en quatre tailles de capteurs confortables et sûrs qui permettent l'utilisation aussi bien pour les adultes que les enfants ainsi que les nouveau-nés et les prématurés.

Les modèles se terminant en CA et CB sont des capteurs non adhésifs équipés de bandes velcro et permettent le repositionnement sans risque de destruction du capteur.

Ce type de capteur est très utile pour des monitorages de très longue durée.
Les capteurs sont fabriqués en matériaux biocompatibles et ne comprennent pas de latex.
La précision de nos capteurs est de +/- 1% entre 90% et 100% et de +/- 2% entre 70% et 89%.

Conditionnés en boîte de 24 pièces.





CAPTEUR FRONTAL SPO2 A USAGE UNIQUE AVEC ADHESIF



TYPE DE CAPTEUR		ADULTE >40 Kg frontal alternatif : tempe	PRIX HT€ 24 CAPTEURS CONDITIONNES PAR 2 BOITES DE 12 AVEC BANDEAU
NELCOR Oximax		SPFRONT/NOM	288.00
NELCOR Oxismart		SPFRONT/NOS	250.00

Longueur du câble : 90 cm

Utilisable avec câble d'extension

Capteurs fournis avec un bandeau



CAPTEUR NASAL SPO2 A USAGE UNIQUE ADHESIF TYPE FABRIC (SPARADRAP TISSU)



TYPE DE CAPTEUR		ADULTE >50 Kg nasal	PRIX UHT€ BOITE DE 24
NELCOR Oximax		RC03-5302AE	145.00

Longueur du câble : 90 cm - Utilisable avec câble d'extension




CAPTEURS SPO2 A USAGE UNIQUE

ADHESIF TYPE FABRIC (SPARADRAP TISSU)

TYPE DE CAPTEUR		ADULTE >30 Kg index	PEDIATRIQUE 15-40 Kg index	ENFANT 1-20 Kg Gros orteil	NEONAT/ADULTE <3Kg ou > 30Kg Partie latérale du pied ou index (pour adulte)	PRIX UHT€ BOITE DE 24
						
DATEX		RC03-3102AA	RC03-3102AB	RC03-3102AC	RC03-3102AD	145.00
GE TruSignal™		RC03-3401AA	RC03-3401AB	RC03-3401AC	RC03-3401AD	240.00
NELLCOR Oximax		RC03-5302AA	RC03-5302AB	RC03-5302AC	RC03-5302AD	145.00
NELLCOR Oxismart		RC03-5301AA	RC03-5301AB	RC03-5301AC	RC03-5301AD	145.00
NIHON KOHDEN		RC03-5501AA	RC03-5501AB	RC03-5501AC	RC03-5501AD	145.00
PHILIPS		RC03-6001AA	RC03-6001AB	RC03-6001AC	RC03-6001AD	145.00

CAPTEURS SPO2 A USAGE UNIQUE

ADHESIF TYPE MICROFOAM (PLASTIQUE)


TYPE DE CAPTEUR		ADULTE >30 Kg index	PEDIATRIQUE 15-40 Kg index	ENFANT 1-20 Kg Gros orteil	NEONAT/ADULTE <3Kg ou > 30Kg Partie latérale du pied ou index (pour adulte)	PRIX UHT€ BOITE DE 24
						
DATEX		RC03-3102BA	RC03-3102BB	RC03-3102BC	RC03-3102BD	145.00
GE TruSignal™		RC03-3401BA	RC03-3401BB	RC03-3401BC	RC03-3401BD	240.00
NELLCOR Oximax		RC03-5302BA	RC03-5302BB	RC03-5302BC	RC03-5302BD	145.00
NELLCOR Oxismart		RC03-5301BA	RC03-5301BB	RC03-5301BC	RC03-5301BD	145.00
NIHON KOHDEN		RC03-5501BA	RC03-5501BB	RC03-5501BC	RC03-5501BD	145.00
PHILIPS		RC03-6001BA	RC03-6001BB	RC03-6001BC	RC03-6001BD	145.00

CAPTEURS SPO2 A USAGE UNIQUE

ADHESIF TYPE VELCRO

TYPE DE CAPTEUR		NEONAT/ ADULTE <3Kg ou > 30Kg Partie latérale du pied ou index (pour adulte)	PEDIATRIQUE/ ENFANT <1Kg ou < 50Kg Enfant : gros orteil ou pouce Pédiatrique : index ou autres doigts	PRIX UHT € BOITE DE 24
				
DATEX		RC03-3102CA	RC03-3102CB	145.00
GE TruSignal™		RC03-3401CA	RC03-3401CB	240.00
NELCOR Oximax		RC03-5302CA	RC03-5302CB	145.00
NELCOR Oxismart		RC03-5301CA	RC03-5301CB	145.00
NIHON KOHDEN		RC03-5501CA	RC03-5501CB	145.00
PHILIPS		RC03-6001CA	RC03-6001CB	145.00







CABLES ECG ELECTRODES ECG

Embases monobloc
Embases pédiatriques
Embases détachables
Extensions seules
Version pince ou pression
En générique ou équivalence

61 **SOMMAIRE**

62-78 **GAMME DE CABLES ECG PAR MARQUE**

79-80 **ELECTRODES ECG**



MARQUE ET TECHNOLOGIE	CONNECTEUR	PAGE
DATASCOPE/MINDRAY/SPACELABS		62-63
DATEX		64
DRAGER Multimed		65-66
GE HEALTHCARE		67-68
MINDRAY		69-70
NIHON KOHDEN		71-72
PHILIPS/HP		73-75
TELEMETRIE PHILIPS Intellivue MX40		76
SPACELABS		77-78

CABLES ECG

DATASCOPE

MINDRAY PM7000/8000/9000

SPACELABS 90300/90303B/90308/30408/90148/90425



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		 PINCE	ECGM3DAT/PI	30.00
		 PRESSION	ECGM3DAT/PR	30.00
5 VOIES		 PINCE	ECGM5DAT/PI	35.00
		 PRESSION	ECGM5DAT/PR	35.00



0ECGM3DAT/PR

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3DAT	40.00€
5 VOIES		ECGP5DAT	40.00€

*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques précablées connecteur 1.5mm DIN

EMBASES SEULES (GENERIQUE)

NOMBRE DE VOIES	EMBASE DETACHABLE	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGD3DAT	35.00
5 VOIES		ECGD5DATN	40.00



0ECGD5DATN

EXTENSIONS SEULES (GENERIQUE)

POUR EMBASE ECGD3DAT	POUR EMBASE ECGD5DATN	
3 VOIES	3 VOIES	5 VOIES
		
Pinces	Pinces	Pinces
ECGF3DAT/PI	ECGF3DATN/PI	ECGF5DATN/PI
25.00€HT	30.00€HT	30.00€HT

Existe également en version **bouton pression**





CABLES ECG

DATEX As/3, Cs/3, S/5 (WITH DATEX MODULE),
CARDIOCAPI, CARDIOCAP 2, CARDIOCAP 5, LIGHT MONITOR,
SATELLITEPLUS



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		PINCE	ECGM3DTX/PI	45.00
		PRESSION	ECGM3DTX/PR	45.00
5 VOIES		PINCE	ECGM5DTX/PI	50.50
		PRESSION	ECGM5DTX/PR	50.50

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3DTX	40.00
5 VOIES		ECGP5DTX	40.00

**ELECTRODES ECG
USAGE UNIQUE
PAGE 79-80**



*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques précablées connecteur 1.5mm DIN



CABLES ECG


DRAGER

Câbles d'extension compatibles câbles multiparamétriques
MULTIMED PLUS / MULTIMED PLUS OR / MONITEURS M300 ET M540

Câble embase compatible MULTIMED® PLUS

**REFERENCE
0EC46303**

250.00€PUHT



Câble d'extension
compatible
DRAGER MS16256
3/5/6 voies

**REFERENCE
0EC46304**

110.00€PUHT

Câbles d'extension compatibles MULTIMED® PLUS

EMBASE MONOBLOC	DESCRIPTION	REFERENCE	TARIF HT€
	CABLE EXTENSION ECG 3 POSITIONS PINCES IEC	0EC66343	65.00€
	CABLE EXTENSION ECG 5 POSITIONS PINCES IEC	0EC66345	85.00€
	CABLE EXTENSION ECG 6 POSITIONS PINCES IEC	0EC66346	96.00€


Câble embase compatible MULTIMED® 5 Pod



**REFERENCE
0EC46302**

230.00€PUHT

Câbles d'extension compatible MULTIMED® 5 PLUS

PINCES		BOUTON PRESSION	
	<p>E32/3MI 34.00€HT (3 voies)</p>		<p>E31/3IM 34.00€HT (3 voies)</p>
	<p>E32/5I 34.00€HT (5 voies)</p>		<p>E31/5I 34.00€HT (5 voies)</p>



CABLES ECG

GE HEALTHCARE Eagle 1000/3000/5000, Solar 8000/9500,
 Dash 1000/2500/4000/5000, TRAM 100/200/300/400/500, MAC-LAB ;
 MODULES PDM/E-PRETN/E-PRESTN



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		PINCE	ECGM3GE/PI	57.00
		PRESSION	ECGM3GE/PR	57.00
5 VOIES		PINCE	ECGM5GE/PI	62.00
		PRESSION	ECGM5GE/PR	62.00



0ECGM3GE/PI

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3GE	50.50
5 VOIES		ECGP5GE	50.50



0ECGM5GE/PI


*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques pré câblées connecteur 1.5mm DIN

EMBASES SEULES-EQUIVALENCE

NBRE DE VOIES	EMBASE DETACHABLE	REFERENCE	TARIF HT€
3 VOIES		ECGDGE	50.50
5 VOIES			

EXTENSIONS SEULES (EQUIVALENCE)

3 VOIES	5 VOIES
 <p>Pinces</p>	 <p>Pinces</p>
ECGF3GE/PI	ECGF5GE/PI
31.50€HT	36.50€HT

NBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC AVEC EXTENSIONS FIXEES	TERMINAISON COTE PATIENT	REFERENCES	TARIF HT€
10 VOIES		 <p>PINCE</p>	ECG10MGE/PI	86.00
		 <p>Bouton PRESSION</p>	ECG10MGE/PR	86.00
		 <p>Banane 4mm</p>	ECG10MGE/BA	86.00

GE SOLAR 7000/8000/9500, DASH 2500, 3000, 4000, 5000, EAGLE 500, 1000, 3000, 5000, BP30, DINAMAP PRO 1000, MAC-LAB, TRAM MODULES



OECG10MGE/PR



CABLES ECG

MINDRAY

PM5000, PM6000, PM8000 ; IPM8/10/12/9800 IMEC
8/10/12 BENEVIEW T1/5/6/8/9



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		PINCE	ECGM3MND/PI	45.00
		PRESSION	ECGM3MND/PR	45.00
5 VOIES		PINCE	ECGM5MND/PI	50.50
		PRESSION	ECGM5MND/PR	50.50



0ECGM3MND/PI

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3MND	40.00
5 VOIES		ECGP5MND	40.00



0ECGP3MND

*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques précablées connecteur 1.5mm DIN

**ELECTRODES ECG
USAGE UNIQUE
PAGE 79-80**



EMBASES SEULES

NOMBRE DE VOIES	EMBASE DETACHABLE EQUIVALENCE	REFERENCE	TARIF HT€
3 VOIES		ECGDMND	40.00
5 VOIES			



OECGDMND

EXTENSIONS SEULES (GENERIQUE)

POUR EMBASE ECGD5DATN	
3 VOIES	5 VOIES
	
Pinces	Pinces
ECGF3DATN/PI	ECGF5DATN/PI
30.00€HT	30.00€HT

Existe également en version **bouton pression**





CABLES ECG

NIHON KOHDEN

BSM2300/2301/4100/5100/9510/9800, LIFESCOPE S, LIFESCOPE N
VISMO PVM2703, CARDIOLIFE TEC-8321/8322/8332/8342/8352



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		PINCE	ECGM3NK/PI	67,00
		PRESSION	ECGM3NK/PR	67,00



0ECGM3NK/PI

Existe en câble longueur 4 mètres référence ECGM3NK-L/PI

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3NKN	62,00

**ELECTRODES ECG
USAGE UNIQUE
PAGE 79-80**



*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques précablées connecteur 1.5mm DIN

EMBASES SEULES

NOMBRE DE VOIES	CONNECTEUR MONITEUR	EMBASSE DETACHABLE EQUIVALENCE		REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES	 	 		ECGDNKN	62,00
6 VOIES					

EXTENSIONS SEULES

3 VOIES	6 VOIES
	
Pinces	Pinces
ECGF3NK/PI	ECGF6NK/PI
28.00€HT	45.00€HT

Existe également en version **bouton pression**



OECGF3NK/PR



CABLES ECG PHILIPS/HP



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		PINCE	ECGM3HPS/PI	45.00€
		PRESSION	ECGM3HPS/PR	45.00€
5 VOIES		PINCE	ECGM5HPS/PI	50.50€
		PRESSION	ECGM5HPS/PR	50.50€

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3HPS	40.00€
5 VOIES		ECGP5HPS	40.00€

**ELECTRODES ECG
USAGE UNIQUE
PAGE 79-80**




*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques précablées connecteur 1.5mm DIN

EMBASES SEULES

NOMBRE DE VOIES	EMBASE DETACHABLE EQUIVALENCE	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGD3HPS	40.00
5 VOIES		ECGD5HPS	40.00

GENERIQUE POUR EMBASE ECGDHPS

		 	
	ECGF3HPS/PR 19.00€HT	 ● E51-5I ● E51-5A	ECGF5HPSO/PR 31.50€HT
	ECGF3HPS/PI 19.00€HT	 ● E52-5I ● E52-5A	ECGF5HPSO/PI 31.50€HT

EMBASES SEULES

NOMBRE DE VOIES	CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE DETACHABLE EQUIVALENCE	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES			ECGD3HPSN	57.00
5 VOIES			ECGD5HPSN	57.00

GENERIQUE POUR EMBASE ECGDHPSN

 ● E81-3I ● E81-3A	ECGF3HPSN/PR 34.00€HT	 ● E81-5I ● E81-5A	ECGF5HPSN/PR 40.00€HT
 ● E82-3I ● E82-3A	ECGF3HPSN/PI 34.00€HT	 ● E82-5I ● E82-5A	ECGF5HPSN/PI 40.00€HT
 ● E82-3I-OR ● E82-3A-OR	ECGF3HPSN-OR/PI 95.00€HT		

NOUVEAU : AVEC FILTRE DE PROTECTION POUR BLOC OPERATOIRE UNIQUEMENT EN PINCES



CABLES ECG POUR TELEMETRIE PHILIPS INTELLIVUE MX40

EXTENSIONS UNIQUEMENT

	NOMBRE DE VOIES	REFERENCES	PRIX €UHT
	3 VOIES	OEM4306-416I	54.00
	5 VOIES	OEM4506-416I	57.00
	6 VOIES	OEM4606-416I	65.00

EXTENSIONS ECG ET SPO2

	NOMBRE DE VOIES	REFERENCES	PRIX €UHT
	3 VOIES	OEM4306-416IS	57.00
	5 VOIES	OEM4506-416IS	65.00
	6 VOIES	OEM4606-416IS	75.00



CABLES ECG SPACELABS

ULTRAVIEW 90496, 90369, 90367



ECG MONOBLOC

NOMBRE DE VOIES	EMBASSE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		PINCE	ECGM3SPL/PI	57.00
		PRESSION	ECGM3SPL/PR	57.00
5 VOIES		PINCE	ECGM5SPL/PI	62.00
		PRESSION	ECGM5SPL/PR	62.00

ECG PEDIATRIQUE

NOMBRE DE VOIES	EMBASSE MONOBLOC	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGP3SPL	57.00
5 VOIES		ECGP5SPL	57.00

**ELECTRODES ECG
USAGE UNIQUE
PAGE 79-80**





*A utiliser avec électrode ECG pédiatriques précablées connecteur 1.5mm DIN

EMBASES SEULES

NOMBRE DE VOIES	EMBASE DETACHABLE EQUIVALENCE	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		ECGD3SPL	57.00
5 VOIES		ECGD5SPL	57.00

EXTENSIONS SEULES

NOMBRE DE VOIES	CONNECTEUR MONITEUR	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
3 VOIES		 PINCE	ECGF3SPL/PI	19.00
		 PRESSION	ECGF3SPL/PR	19.00
5 VOIES		 PINCE	ECGF5SPL/PI	31.50
		 PRESSION	ECGF5SPL/PR	31.50

ELECTRODES ECG PREGELIFIEES A USAGE UNIQUE

ECG DE SURVEILLANCE OU REPOS

REFERENCE	PHOTO	DIMENSIONS	SUPPORT	GEL	CAPTEURS	CONDITIONNEMENT	PRIX UHT€
EL-NM2844FBI		28X44MM pontet avec fiche banane	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	14400 pcs	1141.92
EL-NM3642OFI		42X36MM	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	28800 pcs	1759.68
EL-NM50RFI		50MM	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	19200 pcs	1347.84
EL-NP30RFI		30MM	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	21600 pcs	1404.00

IRM NON MAGNETIQUE

REFERENCE	DIMENSIONS	SUPPORT	GEL	CAPTEURS	CONDITIONNEMENT	PRIX UHT€
EL-RT30RFI	30MM	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	14400 pcs	973.44
EL-RT50RFI	50MM	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	19200 pcs	1747.20



ECG DE SURVEILLANCE (PRECABLEES)


REFERENCE	PHOTO	DIMENSIONS	SUPPORT	GEL	CAPTEURS	CONDITIONNEMENT	PRIX UHT€
EL-RE22LWF		22MM sécurité 1.5mm	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	7200 pcs	4548.96
EL-RE22LWS		22MM sécurité 1.5mm	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	7200 pcs	3893.76
EL-RT22LWS		22MM sécurité 1.5mm	MOUSSE	SOLIDE	Carbone	7200 pcs	4548.96

TEST DE STRESS

REFERENCE	DIMENSIONS	SUPPORT	GEL	CAPTEURS	CONDITIONNEMENT	PRIX UHT€
EL-ST50RFI	50MM	MOUSSE	SOLIDE	Ag/AgCl	19200 pcs	1747.20



DATE DE PEREMPTION : 36 mois (emballage fermé)



CABLES EKG ACCESSOIRES EKG

82-89 GAMME DE CABLES EKG PAR MARQUE

90-91 ACCESSOIRES CABLES EKG

Embase monobloc
avec extensions fixées

Embase pour câbles EKG
PHILIPS nouvelle génération



CABLES EKG

PHILIPS/HP MI770A (Pagewriter 200i-300i), MI771A (Pagewriter 200), MI772A (Pagewriter 100), Cable OEM M3703C
 BIONET-BTL-ASPEL-INNOMED tous modèles
 MORTARA ELI150/210/250/350

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
  <p>15 pîm vidali DB15 konektör Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MPW/PI	54.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MPW/PR	54.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MPW/BA	54.00€

SCHILLER AT, AT1, AT2, AT3, AT5, AT6, AT10, AT60, A104, PC, CS100, CS6, CS6/12, AT101, AT102, AT104
 ESAOTE P80, P120
 KONTRON P80

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
  <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MSCH/PI	54.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MSCH/PR	54.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MSCH/BA	54.00€



ECG10MSCH/PI

CABLES EKG

NIHON KOHDEN CARDIOFAX C6151, 6353, 8270, 8350, 8370, 8420, 8423, 8450, 8453, 8820, 8823, 8830, 9620, 9010, 9020, 9022, 9110, 9130, 9132

DONG JIANG-BIOCARE TOUS MODELES

CARDIOLINE AR600, AR1200, ELAN, ELANI100, CARDIETTE EXCEL 103, 106, 112, 212, DEADALUS MODELS, MICRORULER & AUTORULER MODELS

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
  <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MNC/PI	54.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MNC/PR	54.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MNC/BA	54.00€

EDAN SE-1200 Express, SE-12, SE-12 Express, SE-601, SE-3, SE-1

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
  <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MED/PI	61.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MED/PR	61.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MED/BA	61.00€

CABLES EKG

BOSCH 603D, 603ER, 603S, 606 / CUSTOMED HELIGE EK36, EK41, EK43, EK53, EK56, EK403, 413, 512, E512P, CARDIOSMART, CARDIOSYS
 SIEMENS SINECARD 440/440S, 460/460S, 740, SIENEG, SINECARD 803, SINECAST 701, CATHCOR, CARDIOSTAT 1, 3T, 4, 6T, 703, 710, CARDINEX 3T, 4, 6T, 703, 710, MEGACARD ELEMA A13, R, R/E, MIRACARDI

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MHEL/PI	86.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MHEL/PR	86.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MHEL/BA	86.00€

FUKUDA DENSHI AUTOCARDINER, CARDIOMAX, FX2111, FX7411, FX7402, FX7202, FX2155, FX3010; FX7102

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MFD/PI	59.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MFD/PR	59.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MFD/BA	59.00€



CABLES EKG

MORTARA ELI 50, ELI 100, ELI 200

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASSE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
  <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MOR/PI	64.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MOR/PR	64.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MOR/BA	64.00€

EXTENSIONS SEULES NOUS CONSULTER

Egalement disponibles câbles d'extension pour modules d'acquisition AM12 et WAM pour MORTARA ELI250C. Demander documentation spécifique.




CABLES EKG

GE MICROSMART, MAC500, MAC1000, MAC1200ST, MAC400, MAC600, MAC800, MAC1600

GENERIQUE

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASSE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MAC/PI	86.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MAC/PR	86.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MAC/BA	86.00€

GE SOLAR 7000/8000/9500, DASH 2500, 3000, 4000, 5000, EAGLE 500, 1000, 3000, 5000, BP30, DINAMAP PRO 1000, MAC-LAB, TRAM MODULES

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASSE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 11 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MGE/PI	86.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MGE/PR	86.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MGE/BA	86.00€



CABLES EKG

MEDTRONIC PHYSIO CONTROL LIFEPAK 12/20

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 12 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10MLIF/PI	64.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10MLIF/PR	64.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10MLIF/BA	64.00€

CABLES EKG

PHILIPS/HP M1949A

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 15 points avec résistance 10k ohms</p>		 <p>Pince</p>	ECG10HPS/PI	57.00€
		 <p>Bouton pression</p>	ECG10HPS/PR	57.00€
		 <p>fiche banane 4mm</p>	ECG10HPS/BA	57.00€

EMBASE SEULE

CONNECTEUR MONITEUR	EMBASE MONOBLOC AVEC CABLES AMOVIBLES	REFERENCES	TARIF HT€
 <p>Connecteur 11 points avec résistance 10k ohms</p>		ECG10DHPS	70.00€



ECG10DHPS

CABLES EKG

CABLES D'EXTENSION POUR EMBASE ECG10DHPS

EMBASE ECGF5HPS (R, N, L, F,C1) VOIES PRINCIPALES	CODE COULEUR	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
		 Pince	ECGF5HPS/PI	59.00€
		 Bouton pression	ECGF5HPS/PR	5900€
		 fiche banane 4mm	ECGF5HPS/BA	59.00€

EMBASE ECGF5PCHPS (C2, C3, C4, C5, C6) PRECORDIALES	CODE COULEUR	TERMINAISON	REFERENCES	TARIF HT€
		 Pince	ECGF5PCHPS/PI	59.00€
		 Bouton pression	ECGF5PCHPS/PR	5900€
		 fiche banane 4mm	ECGF5PCHPS/BA	59.00€

ACCESSOIRES CABLES EKG

ELECTRODES A CLAMPER



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
POUR ADULTES Pack de 4 électrodes à clamper (rouge, vert, jaune, noir)	CEA11 13.00€HT
POUR ENFANTS Pack de 4 électrodes à clamper (rouge, vert, jaune, noir)	CEA12 16.00€HT

ELECTRODE ECG AVEC SYSTEME VENTOUSE



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
POUR ADULTES Electrode ECG avec système ventouse (par 6 pièces)	SE1 16.00€HT
POUR ENFANTS Electrode ECG avec système ventouse (par 6 pièces)	SE1 16.00€HT

ADAPTATEURS FICHE BANANE/BOUTON PRESSION



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
Adaptateur fiche banane/bouton pression (par 10 pièces)	BS4 20.00€HT

ADAPTATEURS FICHE BANANE/PINCE CROCO



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
Adaptateur pince croco rouge/banane 4mm (par 10 pièces)	BA4R1 40.00€HT

ADAPTATEURS FICHE BANANE/PINCE



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
Adaptateur fiche banane/pince avec câble (par 10 pièces)	BG4I 45.00€HT



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
Adaptateur fiche banane/pince (par 10 pièces)	0CR08-AD6 30.00€HT

CLIP POUR ELECTRODES ECG



DESCRIPTION	REFERENCE/PRIX UHT
Adaptateur pince croco rouge/banane 4mm (par 10 pièces)	0CR08-AD7 30.00€HT



SONDES DE TEMPERATURE REUTILISABLES ET UU

SONDES DE TEMPERATURE REUTILISABLES (3M) NON AUTOCLAVABLES

PEAU ADULTE/PEDIATRIQUE	REFERENCE	PRIX U.H.T €	MARQUE	RECTALE ADULTE	REFERENCE	PRIX U.H.T €
	0T400/AS	40.00	PRISE JACK 6.35MM		0T400/AOR	40.00
	0T400/AS/HP	50.00	PHILIPS HP		0T400/AOR/HP	50.00
	0T400/AS/S	50.00	DRAGER SIEMENS		0T400/AOR/S	50.00
	0T400/AS/GE	50.00	GENERAL ELECTRIC		0T400/AOR/GE	50.00
	0T400/AS/MND	50.00	MINDRAY		0T400/AOR/MND	50.00

CABLES D'EXTENSION POUR SONDES REUTILISABLES (TYPE 0T400/AS ET 0T400/AOR)

	REFERENCE	PRIX U.H.T €	MARQUE
	0T400/AEC/Z-E	25.00	PRISE JACK 6.35MM
	0T400/AEC-EHP	35.00	PRISE JACK 6.35MM
	0T400/AEC-ES	35.00	PRISE JACK 6.35MM
	0T400/AEC-EGE	35.00	PRISE JACK 6.35MM
	0T400/AEC-EMN	35.00	PRISE JACK 6.35MM

SONDES AUTOCLAVABLES DISPONIBLES
SUR DEMANDE

SONDES DE TEMPERATURE USAGE UNIQUE (0.9M)

PEAU ADULTE/PEDIATRIQUE	REFERENCE	PRIX U.H.T €	TYPE
	OT400/AS-D	5.00	PEAU / DIAM 6.8mm
 <i>Molex 03061023/02061131 equivalent molded connector</i>	OT400/AOR-D	5.50	RECTALE DIAM 3.0mm ADULTE/ENFANT
	OT400/AS-D2	5.50	PEAU PHILIPS ADULTE/ENFANT
 <i>3.5 mm (1/8") mono jack, molded connector</i>	OT400/AOR-D4	5.50	RECTALE ADULTE PHILIPS (4mm)
 <i>3.5 mm (1/8") mono jack, molded connector</i>	OT400/AOR-D5	5.50	RECTALE ENFANT PHILIPS (3mm)

CABLES D'EXTENSION POUR SONDAS USAGE UNIQUE (TYPE OT400/AS-D ET OT400/AOR-D)

PEAU ADULTE/PEDIATRIQUE	REFERENCE	PRIX U.H.T €	TYPE
	OT400/AEC	23.00	PRISE JACK 6.35MM
 <i>2 Pin Female Socket for Molex equivalent molded</i>	OT400/AEC-HP	30.00	PHILIPS / HP
 <i>2 Pin Female Socket for Molex equivalent molded</i>	OT400/AEC-S	30.00	DRAGER SIEMENS
 <i>2 Pin Female Socket for Molex equivalent molded</i>	OT400/AEC-GE	30.00	GENERAL ELECTRIC
 <i>2 Pin Female Socket for Molex</i>	OT400/AEC-MN	30.00	MINDRAY



CABLES DE PRESSION INVASIVE REUTILISABLES

Connecteur côté transducteur IBP	Connecteur côté moniteur	REFERENCE	TARIF €HT						
 CODAN-PVB		PIGE/PV		PIPH/PV		PIDR/PV		PIDR2/PV	35,00€
 ABBOTT/MEDEX		PIGE/AB		PIPH/AB		PIDR/AB		PIDR2/AB	35,00€
 BAXTER-EDWARDS		PIGE/ED		PIPH/ED		PIDR/ED		PIDR2/ED	35,00€
 UTAH		PIGE/UT		PIPH/UT		PIDR/UT		PIDR2/UT	35,00€
 BECTON DICKINSON		PIGE/BD		PIPH/BD		PIDR/BD		PIDR2/BD	43,00€

AUTRES MARQUES SUR DEMANDE



GENERAL ELECTRIC



HP/PHILIPS



DRAGER/SIEMENS



DRAGER/SIEMENS

Connecteur côté transducteur IBP	Connecteur côté moniteur	REFERENCE	Connecteur côté moniteur	REFERENCE	TARIF €H	Connecteur côté moniteur	REFERENCE	TARIF €H	Connecteur côté moniteur	REFERENCE	TARIF €HT
 CODAN-PVB		PIMND/PV		PISCHA/PV	35,00€		PIWIT/PV	85,00		PINKN/PV	48,00€
 ABBOTT/MEDEX		PIMND/AB		PISCHA/AB	35,00€		PIWIT/AB	85,00		PINKN/AB	48,00€
 BAXTER-EDWARDS		PIMND/ED		PISCHA/ED	35,00€		PIWIT/ED	85,00		PINKN/ED	48,00€
 UTAH		PIMND/UT		PISCHA/UT	35,00€		PIWIT/UT	85,00		PINKN/UT	48,00€
 BECTON DICKINSON		PIMND/BD		PISCHA/BD	43,00€		PIWIT/BD	85,00		PINKN/BD	55,00€

AUTRES MARQUES SUR DEMANDE



MINDRAY



SCHILLER



WITT BIOMEDICAL/PHILIPS



NIHON KOHDEN

CELLULES A OXYGENE POUR LA TECHNIQUE MEDICALE

REFERENCE	PHOTO	APPAREIL	TARIF U€HT
OM-02		CERAMATEC CAG11 DRAGER EVITA FABIUS BABYLOG ENVITEC 00M201 MAXTEC MAX-11	65.00
OM-04		CERAMATEC CAG-12 CITY TECH MOX-09 ENVITEC 00M202 GE 6051-0000-222 MAXTEC MAX-12 16, 22C	60.00
OM-12		CITY TECH MOX-01 GE 6051-000-216 HILL-ROM ISOLETTE C2000	65.00
OM-15		ATOM OX-60 CERAMATEC CAG-13 CITY TECH MOX-02 ENVITEC 00M102-1 MAXTEC MAX-7	75.00
OM-E09/O		CERAMATEC CAG14 ENVITEC 00M202-2 MAXTEC MAX-14	65.00

REFERENCE	PHOTO	APPAREIL	TARIF U€HT
OM-E15/4		CERAMATEC CAG10 GE 6050-004-110 MAXTEC MAX-10 TELEDYNE R30MED	90.00
OM-E17/A4		FABIAN, FABIAN+ ENVITEC 00M204 TELEDYNE R24MED	90.00





Dériveur de flux
pour cellule

**REFERENCE
OM-E-FD**

9.00€PUHT

CAPTEURS FOETAUX TOCO ET ULTRASON

MATERIEL		REFERENCES CAPTEURS TOCO	MATERIEL		REFERENCES CAPTEURS ULTRASON
GE COROMETRICS 2264HAX – 2264LAX GE COROMETRICS 116,120,128,129... 5700HAX-5700LAX		OCR013-290101 550,00€HT			OCR013-290102 570,00€HT
GE COROMETRICS 115 ET 145 REFERENCE 5600AAX		OCR013-290101 550,00€HT			OCR013-290103 570,00€HT
PHILIPS M1350 SERIES – RERERENCE PHILIPS DU CAPTEUR M1355A		OCR013-600101 350,00€HT	PHILIPS M1350 SERIES RERERENCE PHILIPS DU CAPTEUR M1356A		OCR013-600102 230,00€HT
PHILIPS 8040A REFERENCE PHILIPS DU CAPTEUR 15245A		OCR013-600101 350,00€HT	PHILIPS 8040A REFERENCE PHILIPS DU CAPTEUR 15245A		OCR013-600202 360,00€HT
EDAN SERIE F (F3/F9...)		OCR013-270201 160,00€HT			OCR013-270202 160,00€HT



Contact

koumi@biomedisyst.com
07 72 25 72 85

ADRESSE POUR LES RENOIS DE SAV

2600 RD 402, Plateau de Signes
Zone EST, Queue de Sartan
83870 SIGNES



Retrouvez tous nos produits sur
www.biomedisyst.com