

BIOMEDISYST



Oxygénothérapie et Aspiration

2023

A VOTRE DISPOSITION



01 34 40 03 02



commandes@biomedisyst.com



EQUIPE COMMERCIALE

■ DACYN HAMIDOUCHE

dhamidouche@biomedisyst.com

■ ALEXIS KOUMI

koumi@biomedisyst.com

■ SALIM MARQUIS

marquis@biomedisyst.com



ADMINISTRATIF

Céline HAMIDOUCHE

Directrice Administrative

celine.hamidouche@biomedisyst.com

■ DIANA MARIN

marin@biomedisyst.com

RESPONSABLE DES COMMANDES

■ FLORENCE GILLIOT

secretariat@biomedisyst.com

ASSISTANTE ADMINISTRATIVE/FACTURATION

SIRET : 499 819 779 00053

CODE APE : 4690Z

TVA Intracommunautaire : FR78499819779

■ HAMIDOUCHE MADJID

hamidouche@biomedisyst.com

PRESIDENT

ORGANISATION DU SAV



Chef de Produits / SAV : Alexis KOUMI
koumi@biomedisyst.com



Avant tout retour, merci de contacter notre
service au 01 34 40 03 02



SOMMAIRE



OXYGENOTHERAPIE : UN PARTENARIAT PRIVILEGIE MADE IN FRANCE

Pour les régulateurs de vide ainsi que les débitmètres et autres accessoires pour l'oxygénothérapie, nous avons créé un partenariat privilégié avec la société MULLER Médical.

L'ensemble des produits sont fabriqués au nom de BIOMEDISYST, la responsabilité de la production ainsi que du contrôle qualité incombant à la société MULLER Médical.

Cette collaboration nous permet aussi d'intervenir dans le process de développement de nouveaux produits par la remontée d'informations terrain.

La fabrication est française avec des sous-traitants installés en France permettant d'assurer une fiabilité au niveau des approvisionnements.

04-06	Régulateurs de vide
07-11	Débitmètres à bille
12-16	Débitmètres précalibrés
17-19	Flexibles

FRANCO DE PORT pour toute commande de 100,00 €HT
Frais de port de 15,00 €HT pour toute commande inférieure



Régulateurs de vide

Gamme NANOVAC

Trois gammes de dépression : 0/250 mbar, 0/600 mbar et 0/1000 mbar

- Livré avec flacon de sécurité 100 ml en polycarbonate stérilisable à 134°C, avec bille de sécurité anti-débordement et filtre antibactérien,
- Flacon orientable et encastrable par simple rotation,
- Filtre sur tétine de sortie,
- Fonction marche-arrêt pour conserver le réglage de vide,
- Bouton de réglage en aluminium satiné : solidité et ergonomie,
- Disponible avec embouts NF clic clac, DIN, BS ou UNI, en version simple ou double et aussi avec fixation au rail,
- Marquage unitaire du dispositif (traçabilité par numéro de lot),



DEPRESSION	REFERENCE	TARIF HT
0/250 MBAR	8DTRV11001	104,00 €
0/600 MBAR	8DTRV11003	94,00 €
0/1000 MBAR	8DTRV11005	94,00 €

Spécifications en version avec embout NF



225mm(H) x160mm(L) x80(l) mm



Poids : 480g (avec embout NF, flacon de sécurité et filtre)




Embout NF "clic clac"

permet une installation ultra simple avec une seule main, sans effort, sans risque de pincement.

Orientable dans 3 dimensions

- * Manomètre orientable à 360° pour une lecture dans toutes les directions,
- * Tétine et flacon de sécurité orientables pour éviter le clampage de tube,
- * Embout orientable clic clac.



FILTRES EXTERNES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Filtres externes par 10	8D30200	10,00 €
Filtres externes par 50	8D30250	48,00 €



SPECIFICATIONS GENERALES DU DISPOSITIF



Garantie 2 ans



Conforme à la norme ISO 10079-3 pour les dispositifs d'aspiration.



DM Classe IIa



Durée de vie : 10 ans

DEDOUBLEUR POUR PRISE MURALE

Système de verrouillage AFNOR NF-S 90-116
« clic-clac »

Permet la fixation sur une même prise de deux
régulateurs de vide.



8T-6191

Dédoubleur pour prise murale de vide

86,00 €

REGULATEURS DE VIDE AVEC FIXATION AU RAIL



Ce système permet de déporter le
régulateur sur un rail.

**Le kit comprend un régulateur de vide
livré avec un flacon de sécurité et
filtre antibactérien + flexible + griffe
au rail)**

Longueur de flexible : 1.5 mètres ou
3 mètres (autres longueurs sur
demande),
Système de verrouillage AFNOR.

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle 250 MBAR avec flexible 1,5M	8DTRV11011	135,00 €
Modèle 600 MBAR avec flexible 1,5M	8DTRV11013	125,00 €
Modèle 1000 MBAR avec flexible 1,5M	8DTRV11015	125,00 €
Modèle 250 MBAR avec flexible 3M	8DTRV11011-3	135,00 €
Modèle 600 MBAR avec flexible 3M	8DTRV11013-3	125,00 €
Modèle 1000 MBAR avec flexible 3M	8DTRV11015-3	125,00 €

Débitmètres à bille

Gamme NANOTUBE

Plusieurs calibres de débit : 1L/min, 7L/min, 15L/min, 30L/min, 70L/min

- Corps et bouton de réglage en laiton nickelé satiné : solidité et précision,
- Garanti sans bisphenol A, Cloche et échelle sont en copolymère, (solidité et clarté),
- Groupe de mesure en polycarbonate résistant,
- Valve blanche pour dosage oxygène et valve noire pour l'air médical,
- Echelle expansée sur les modèles 7, 15 l/min et 30 l/min : facilite la lecture dans la partie basse de l'échelle,
- Connexion à prise murale par embout AFNOR NF-S 90-116 « CLIC-CLAC »,
- Filetage de sortie M 12x1.25M pour olive, tétine ou humidificateur.



TYPE	O2	AIR	TARIF HT
1l/min	8DTOX10400	N/C	58,00 €
7l/min	8DTOX10401	8DTAM10405	40,50 €
15l/min	8DTOX10402	8DTAM10406	40,50 €
30l/min	8DTOX10403	8DTAM10407	55,00 €
70l/min	8DTOX10404	8DTAM10408	60,00 €

Spécifications en version avec embouts NF



165mm(H) x190mm(L) x30(l) mm



Poids : 289g

Embout NF "clac clac"

Permet une installation ultra simple avec une seule main, sans effort, sans risque de pincement.



OLIVE DE SORTIE



Inclus dans le prix du débitmètre

8DT69100

CONNECTEUR METAL TUYAU POUR
DEBITMETRE O2 M.12x1.25F

2,00 €

SPECIFICATIONS GENERALES DU DISPOSITIF

Garantie 2 ans

Conforme à la norme ISO 15002
pour les débitmètres médicaux

DM Classe IIa

Marquage unitaire sur le dispositif
(traçabilité par numéro de lot)

DEDOUBLEUR POUR PRISE MURALE

Système de verrouillage AFNOR NF-S 90-116
« clic-clac »

Permet la fixation sur une même prise de deux
régulateurs de vide.



8T-6190	Dédoubleur pour prise O2	86,00 €
8T-6192	Dédoubleur pour prise AIR	86,00 €

REPARTITEUR DE FLUX POUR DEBITMETRES O2 ET AIR



Permet de sélectionner la sortie du flux d'oxygène
ou d'air médical vers la sortie tétine ou vers
un humidificateur. Il se visse à la sortie de tout
débitmètre médical classique (sortie 12x125).

824020	Sélecteur de flux pour débitmètre M12x1.25	47,00 €
--------	--	---------

DEBITMETRES A BILLE OXYGENE AVEC FIXATION AU RAIL

Ce système permet de déporter le débitmètre sur un rail.

Le kit comprend un débitmètre à bille OXYGENE + flexible + griffe au rail)

Longueur de flexible : 1.5 mètres ou 3 mètres (autres longueurs sur demande),
Système de verrouillage AFNOR.



DEBITMETRES A BILLE OXYGENE MEDICAL- TUYAU 1.5 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle O2 1L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10500	110,00 €
Modèle O2 7L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10501	90,00 €
Modèle O2 15L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10502	90,00 €
Modèle O2 30L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10503	100,00 €
Modèle O2 70L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10504	110,00 €

DEBITMETRES A BILLE OXYGENE MEDICAL- TUYAU 3 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle O2 1L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10500-3	110,00 €
Modèle O2 7L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10501-3	90,00 €
Modèle O2 15L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10502-3	90,00 €
Modèle O2 30L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10503-3	100,00 €
Modèle O2 70L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10504-3	110,00 €

DEBITMETRES A BILLE AIR AVEC FIXATION AU RAIL

Ce système permet de déporter le débitmètre sur un rail.

**Le kit comprend un débitmètre à bille
AIR + flexible + griffe au rail)**

Longueur de flexible : 1.5 mètres ou
3 mètres (autres longueurs sur
demande),
Système de verrouillage AFNOR.



DEBITMETRES A BILLE AIR MEDICAL- TUYAU 1.5 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle air 7L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10505	90,00 €
Modèle air 15L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10506	90,00 €
Modèle air 30L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10507	100,00 €
Modèle air 70L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX10508	110,00 €

DEBITMETRES A BILLE AIR MEDICAL- TUYAU 3 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle air 7L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10505-3	90,00 €
Modèle air 15L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10506-3	90,00 €
Modèle air 30L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10507-3	100,00 €
Modèle air 70L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX10508-3	110,00 €

Débitmètres précalibrés

Gamme MICROFLUX

Plusieurs calibres de débit : 1L/min, 5L/min, 15L/min, 30L/min, 50L/min, 70L/min

- Corps en laiton nickelé satiné renforcé anti-choc,
- Absence de polycarbonate : matériaux sans perturbateurs endocriniens,
- 10 calibres : 0 et 9 autres débits disponibles,
- Connexion à prise murale par embout AFNOR NF-S 90-116 « clic-clac »,
- Filetage de sortie M 12x1.25M pour olive, tétine ou humidificateur.



TYPE	CALIBRES	O2	AIR	TARIF HT
1l/min	0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1	8DTOX12100	N/C	78,00 €
5l/min	0, 0.1, 0.2, 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 4, 5	8DTOX12101	8DTAM12106	55,00 €
15l/min	0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15	8DTOX12102	8DTAM12108	55,00 €
30l/min	0, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15, 30	8DTOX12103	8DTAM12109	65,00 €
50l/min	0, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 30, 50	8DTOX12104	8DTAM12110	65,00 €
70l/min	0, 1, 2, 3, 6, 9, 15, 30, 50, 70	8DTOX12105	8DTAM12111	78,00 €

Spécifications en version avec embouts NF



95mm(H) x65mm(L) x40(l) mm



Poids : 356g



Embout NF "clac clac"

Permet une installation ultra simple avec une seule main, sans effort, sans risque de pincement et une orientation à 360° de l'olive de sortie.

Indicateur de flux : lecture simple et immédiate :
10 calibres disponibles
(Exemple débitmètre 15l/min)



Exemple débitmètre 15l/min



Exemple débitmètre 70l/min

OLIVE DE SORTIE



Inclus dans le prix du débitmètre

8DT69100

CONNECTEUR METAL TUYAU POUR
DEBITMETRE O2 M.12x1.25F

2,00 €

SPECIFICATIONS GENERALES DU DISPOSITIF



Garantie 2 ans



Conforme à la norme ISO 15002
pour les débitmètres médicaux



DM Classe IIa



Marquage unitaire sur le dispositif
(traçabilité par numéro de lot)

DEDOUBLEUR POUR PRISE MURALE

Système de verrouillage AFNOR NF-S 90-116
« clic-clac »

Permet la fixation sur une même prise de deux
régulateurs de vide.



8T-6190	Dédouleur pour prise O2	86,00 €
8T-6192	Dédouleur pour prise AIR	86,00 €

REPARTITEUR DE FLUX POUR DEBITMETRES O2 ET AIR



Permet de sélectionner la sortie du flux d'oxygène ou
d'air médical vers la sortie tétine ou vers
un humidificateur. Il se visse à la sortie de tout
débitmètre médical classique (sortie 12x125).

824020	Sélecteur de flux pour débitmètre M12x1.25	47,00 €
--------	--	---------

DEBITMETRES PRECALIBRES OXYGENE AVEC FIXATION AU RAIL

Ce système permet de déporter le débitmètre sur un rail.

Le kit comprend un débitmètre précalibré OXYGENE + flexible + griffe au rail)

Longueur de flexible : 1.5 mètres ou 3 mètres (autres longueurs sur demande),
Système de verrouillage AFNOR.



DEBITMETRES PRECALIBRES OXYGENE MEDICAL- TUYAU 1.5 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle O2 1L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12200	135,00 €
Modèle O2 5L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12201	110,00 €
Modèle O2 15L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12202	110,00 €
Modèle O2 30L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12203	120,00 €
Modèle O2 50L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12204	120,00 €
Modèle O2 70L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12205	135,00 €

DEBITMETRES PRECALIBRES OXYGENE MEDICAL- TUYAU 3 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle O2 1L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12200-3	135,00 €
Modèle O2 5L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12201-3	110,00 €
Modèle O2 15L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12202-3	110,00 €
Modèle O2 30L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12203-3	120,00 €
Modèle O2 50L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12204-3	120,00 €
Modèle O2 70L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12205-3	135,00 €

DEBITMETRES PRECALIBRES AIR AVEC FIXATION AU RAIL

Ce système permet de déporter le débitmètre sur un rail.

Le kit comprend un débitmètre précalibré AIR + flexible + griffe au rail)

Longueur de flexible : 1.5 mètres ou 3 mètres (autres longueurs sur demande),
Système de verrouillage AFNOR.



DEBITMETRES PRECALIBRES AIR MEDICAL- TUYAU 1.5 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle air 5L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12206	110,00 €
Modèle air 15L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12207	110,00 €
Modèle air 30L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12208	120,00 €
Modèle air2 50L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12209	120,00 €
Modèle air 70L/MIN AFNOR TUYAU 1,5M	8DTOX12210	135,00 €

DEBITMETRES PRECALIBRES AIR MEDICAL- TUYAU 3 METRES

DESIGNATION	REFERENCE	TARIF HT
Modèle air 5L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12206-3	110,00 €
Modèle air 15L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12207-3	110,00 €
Modèle air 30L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12208-3	120,00 €
Modèle air 50L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12209-3	120,00 €
Modèle air 70L/MIN AFNOR TUYAU 3M	8DTOX12210-3	135,00 €

Flexibles pour fluides médicaux

- Pression nominale d'utilisation : 4 à 5 bar, maximale : 14 bar,
- Traçabilité par numéro de lot avec date limite d'utilisation,
- Longueurs 1.5m, 3m ou 5 mètres (autres longueurs sur demande)
- Température de stockage et d'utilisation : -20°C à +60°C dans un milieu sec et propre,
- Durée d'utilisation 10 ans.



Marquage CE gravé sur pastille avec numéro de lot et date de fabrication

COULEURS DU FLEXIBLE :

- Blanc pour O₂,
- Blanc et noir pour air,
- Bleu pour N₂O,
- Translucide ou jaune pour vide.



Flexible O₂

DEDOUBLEURS POUR PRISE MURALE

Système de verrouillage AFNOR NF-S 90-116 « clic-clac »
Permet la fixation sur une même prise de deux flexibles.



8T-6190	Dédouleur pour prise O ₂	86,00 €
8T-6191	Dédouleur pour prise VIDE	86,00 €
8T-6192	Dédouleur pour prise AIR	86,00 €
8T-6193	Dédouleur pour prise N ₂ O	86,00 €

SPECIFICATIONS GENERALES DU DISPOSITIF



Garantie 2 ans



Conforme aux normes AFNOR 90-140 et NF73



DM Classe IIb



Date de péremption indiquée sur l'étiquette d'identification

FLEXIBLES AVEC UN EMBOUT DROIT ET UN EMBOUT COUDE AFNOR

TYPE	LONGUEUR	REFERENCE	TARIF HT
O ₂	1.5M	8T-6301	45,00 €
	3.0M	8T-6303	48,00 €
	5.0M	8T-6305	50,00 €
AIR	1.5M	8T-6341	45,00 €
	3.0M	8T-6343	48,00 €
	5.0M	8T-6345	50,00 €
N ₂ O	1.5M	8T-6361	45,00 €
	3.0M	8T-6363	48,00 €
	5.0M	8T-6365	50,00 €
VIDE	1.5M	8T-6321	45,00 €
	3.0M	8T-6323	48,00 €
	5.0M	8T-6325	50,00 €



Embout droit AFNOR



Embout coudé AFNOR

FLEXIBLES AVEC 2 EMBOUTS DROITS AFNOR

TYPE	LONGUEUR	REFERENCE	TARIF HT
O ₂	1.5M	8T-6401	45,00 €
	3.0M	8T-6403	48,00 €
	5.0M	8T-6405	50,00 €
AIR	1.5M	8T-6441	45,00 €
	3.0M	8T-6443	48,00 €
	5.0M	8T-6445	50,00 €
N ₂ O	1.5M	8T-6461	45,00 €
	3.0M	8T-6463	48,00 €
	5.0M	8T-6465	50,00 €
VIDE	1.5M	8T-6421	45,00 €
	3.0M	8T-6423	48,00 €
	5.0M	8T-6425	50,00 €



Embout droit AFNOR

FLEXIBLES AVEC 2 EMBOUTS COUDES AFNOR

TYPE	LONGUEUR	REFERENCE	TARIF HT
O2	1.5M	8T-6201	45,00 €
	3.0M	8T-6203	48,00 €
	5.0M	8T-6205	50,00 €
AIR	1.5M	8T-6241	45,00 €
	3.0M	8T-6243	48,00 €
	5.0M	8T-6245	50,00 €
N2O	1.5M	8T-6261	45,00 €
	3.0M	8T-6263	48,00 €
	5.0M	8T-6265	50,00 €
VIDE	1.5M	8T-6221	45,00 €
	3.0M	8T-6223	48,00 €
	5.0M	8T-6225	50,00 €



Embout coudé AFNOR

FLEXIBLES AVEC 1 EMBOUT DROIT NIST F ET 1 EMBOUT COUDE M AFNOR

TYPE	LONGUEUR	REFERENCE	TARIF HT
O2	1.5M	8T-6601	45,00 €
	3.0M	8T-6603	48,00 €
	5.0M	8T-6605	50,00 €
AIR	1.5M	8T-6641	45,00 €
	3.0M	8T-6643	48,00 €
	5.0M	8T-6645	50,00 €
N2O	1.5M	8T-6661	45,00 €
	3.0M	8T-6663	48,00 €
	5.0M	8T-6665	50,00 €
VIDE	1.5M	8T-6621	45,00 €
	3.0M	8T-6623	48,00 €
	5.0M	8T-6625	50,00 €



Embout NIST

**POUR TOUT TYPE
DE FLEXIBLE :**
autres longueurs
disponibles sur
demandes :
1m, 7m, 8m et 10 mètres



Contact

koumi@biomedisyst.com
07 72 25 72 85

ADRESSE POUR LES RENOIS DE SAV

2600 RD 402, Plateau de Signes
Zone EST, Queue de Sartan
83870 SIGNES



Retrouvez tous nos produits sur
www.biomedisyst.com